
Lori

Dane techniczne



Lp.	Nazwa wymiaru	Symbol	Rozmiar [cm]		
			1	2	3
			Baby	Junior	Teen
1	Szerokość ramy	BW	63	63	70
2	Długość ramy	BL	78	78	105
3	Wysokość całkowita (bez zagłówka)	TH	89	116	147
4	Wysokość platformy	BH	59	74	89
5	Długość platformy	SL	43 ÷ 68	57 ÷ 98	80 ÷ 130
6	Kąt pionizacji	BA	90° ÷ -15°	90° ÷ -15°	90° ÷ -15°
7	Rozstaw pelot piersiowych/biodrowych	LPW	12 ÷ 20	17 ÷ 25	19 ÷ 29
8	Wysokość wsparcia biodrowego	BSH	15	20	24
9	Szerokość wsparcia biodrowego	BSW	20	25	28
10	Wysokość wsparcia piersiowego	BBH	18	22	27
11	Szerokość wsparcia piersiowego	BBW	20	25	28
12	Maksymalna waga pacjenta		35 kg	50 kg	60 kg