Zmiany w RICO RS+ względem standardowego RICO BUGGY

**Siedzisko:**

Peloty boczne – zabezpieczają przed wypadnięciem ręki dziecka z fotelika.




Budka z zakrywanym otworem rewizyjnym z góry i z zamkniętą tylną ścianką.









Dodatkowa belka oparcia siedziska do trzymania podczas regulacji tiltu i pochylania oparcia







Zmiana zwalniacza tiltu z pociągania na ramie, na klamkę zamontowaną na belce oparcia.



Wzmocnione regulatory kąta podnóżka (względem Rico).




**Rama:**

Zmiana kół na lepsze jakościowo i mocniejsze koła Rolko.




Usztywnienie ramy (belka pomiędzy prowadzeniami + żebra w mechanizmie zawiasu).





Zmiana zawiasów ramy



Przeniesiony zwalniacz tiltu z ramy na siedzisko.




Zmodyfikowane trzpienie pozycjonujące tilt ławeczki (wydłużenie + zwiększenie średnicy).





