FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



AURORA®

Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		✓


Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™

VULCANO	MELANGE	AQUA(1)	COBALT	DARK DENIM(1)	FLAMING(1)
○	○	○	○	○	○

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
(1) Czas realizacji zamówienia w wybranych wersjach kolorystycznych (DARK DENIM/AQUA/FLAMING) może ulec wydłużeniu.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	110
A	Szerokość siedziska (z poduszkami)	[cm]	18
A_1	Szerokość siedziska (bez poduszek)	[cm]	27
L	Głębokość siedziska	[cm]	30
C	Wysokość zagłówka	[cm]	43 – 51
E	Szerokość oparcia (z poduszkami)	[cm]	20
E_1	Szerokość oparcia (bez poduszek)	[cm]	28
F	Długość podnóżka	[cm]	15 - 31
	Wysokość oparcia	[cm]	55
L_1	Głębokość siedziska do klina	[cm]	11 – 22
	Długość stopki	[cm]	22
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	110 - 180
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	0 - 30
Z	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	90 - 180
	Max. waga użytkownika	[kg]	40

Wymiary i waga sprzętu		
Opis	**Jednostka**	**Rozmiar 1**
Szerokość	[cm]	67
Długość	[cm]	118
Wysokość	[cm]	96
Szerokość po złożeniu	[cm]	62
Długość po złożeniu	[cm]	95
Wysokość po złożeniu	[cm]	47
Waga	[kg]	19

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu. Wartości mierzone bez daszka.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Składany daszek
Tapicerka wodoodporna HYDRO™: COBALT / DARK DENIM / FLAMING / MELANGE / VULCANO / AQUA(1)
Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka
Regulowany zagłówek
Torba
Regulowane peloty boczne
5-punktowe pasy z osłoną
Barierka
Poduszki zawężające siedzisko
Regulowany klin międzyudowy
Przekładane siedzisko z regulowanym oparciem z funkcją leżenia
Funkcja kubełkowa
Składany stelaż
Regulowany podnóżek z paskami stabilizującymi stopy
Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City/Comfort)
Kosz pod siedzisko
Koła tylne pełne z hamulcem centralnym
Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy
Osłona przeciwdeszczowa
Pokrowiec na nogi

Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Składany stelaż	✓
Dwustopniowy układ jezdny z amortyzatorami (City / Comfort)	✓
Przekładane siedzisko z regulowanym oparciem z funkcją leżenia	✓
Funkcja kubełkowa	✓
Koła przednie pełne skrętne z blokadą kierunku jazdy	✓
Koła tylne pełne z hamulcem centralnym	✓
Regulowany podnóżek z paskami stabilizującymi stopy	✓
Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka	✓
Kosz pod siedzisko	✓
Regulowany klin międzyudowy	✓
Regulowane peloty boczne	✓
Poduszki zawężające siedzisko	✓
5-punktowe pasy z osłoną	✓
Regulowany zagłówek	✓
Składany daszek	✓
Pokrowiec na nogi	✓
Barierka	✓
Osłona przeciwdeszczowa	✓
Torba	✓
Tapicerka wodoodporna HYDRO™: COBALT / DARK DENIM / FLAMING / MELANGE / VULCANO / AQUA(1)	✓


(1) Czas realizacji zamówienia w wybranych wersjach kolorystycznych (DARK DENIM/AQUA/FLAMING) może ulec wydłużeniu.

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Liczba**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
ARO_001	Światła LED		ARO 1	2	-		○
Stabilizacja							
ARO_101	Pasy odwodzące uda		ARO 1	1	-		○
ARO_114	Kamizelka H(2)		ARO 1	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
ARO_130	Kamizelka 4-punktowa(2)		ARO 1	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
ARO_160/1	Zagłówek Octagon™ rozmiar 1 (szerokość 23 cm)		ARO 1	1	-		○
ARO_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		ARO 1	2	-		○
ARO_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						○
ARO_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						○
ARO_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (roz. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						○
ARO_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		ARO 1	1 komplet	-		○
ARO_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						○
ARO_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						○
ARO_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						○
ARO_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
*** Ceny wyposażenia nie podlegają rabatowaniu.
(2) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

ARO_171	Kamizelka AIR - damska[2]		XS	1	-		○
			S				○
			M				○
ARO_172	Kamizelka AIR - uniwersalna[2]		S	1	-		○
			M				○
ARO_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa[2]		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
ARO_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
Komfort							
ARO_403	Stolik z regulacją głębokości (kolor czarny)		ARO 1	1	-		○
ARO_409	Moskitiera		ARO 1	1	-		○
ARO_410	Bawełniany pokrowiec na zagłówek (do wyczerpania zapasów)		ARO 1	1	Biały		○
					Czarny		○
ARO_411	Uchwyt na kubek		ARO 1	1	-		○
ARO_415	Osłony na koła tylne		ARO 1	2	-		○
ARO_442	Osłony na koła przednie		ARO 1	2	-		○
ARO_447	Mufki zimowe		ARO 1	2	-		○

**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.
(2) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

ARO_452	Uchwyt na telefon		ARO 1	1	-		
ARO_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		ARO 1	1	-		
ARO_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		ARO 1	1	-		
Przechowywanie							
ARO_509	Organizer		ARO 1	1	-		
ARO_512	Plecak FLASH		ARO 1	1	-		
ARO_513	Torba do przewożenia / samolotowa EasyGo		ARO 1	1	-		
ARO_514	Torba Flex Bag		ARO 1	1	-		
ARO_516	Plecak NORDIC		ARO 1	1	-		

***** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**