FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




NOVA EVO®

Rozmiar	Kolor tapicerki technicznej	Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1	Turkusowy	Aqua		
Rozmiar 2	Czarny	Melange		
Rozmiar 3	Czarny	Cadet		

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 – 130	120 – 160	140 – 180
t	Szerokość siedziska	[cm]	31	36	41
BK	Głębokość siedziska	[cm]	34	38	47
s	Szerokość oparcia	[cm]	31	36	41
h	Wysokość oparcia	[cm]	65	70	82
KH	Wysokość zagłówka	[cm]	45 – 57	52 – 62	61 – 73
FK	Odległość podnóżka od siedziska	[cm]	25 – 45	29 – 51	32 – 56
p	Długość platformy podnóżka	[cm]	18	21	25
e	Wysokość rączki prowadzącej	[cm]	69 – 115	76 – 120	82 – 130
k	Wysokość siedziska	[cm]	50 – 53	56 – 59	60 – 63
α1	Kąt pochylenia oparcia	[°]	92	97	97
α2	Kąt pochylenia siedziska	[°]	15, 20, 25	15, 18, 22	15, 17, 20
α3	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	85 – 150	95 – 145	97 – 145
	Max. Waga użytkownika	[kg]	40	60	90

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	64	69	74
Szerokość po złożeniu	[cm]	57	62	67
Długość	[cm]	86 – 123	100 – 136	118 – 157
Długość po złożeniu	[cm]	77	91	96
Wysokość	[cm]	93 – 115	99 – 120	107 – 130
Wysokość po złożeniu	[cm]	38	41	46
Waga	[kg]	20	23	26,5

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wersja: 26.06.2026

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Składany stelaż	✓
Wypinane tylne koła pełne(6)	✓
Przednie koła skrętne pełne	✓
Regulowany rozstaw osi tylnych kół SmarTraction	✓
Regulowany podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy	✓
Poduszka siedziska	✓
Regulowany uchwyt do prowadzenia wózka	✓
5-punktowe pasy bezpieczeństwa	✓
Regulowany zagłówek	✓
Barierka	✓
Hamulec centralny(4)	✓
Funkcja kubełkowa	✓
Tapicerka techniczna	✓
Tapicerka wodoodporna HYDRO™	✓

(4) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA HAMULCA RĘCZNEGO (_439) TYLKO PRZY ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC RĘCZNY MONTOWANY JEST ZAMIAST HAMULCA STANDARDOWEGO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY PO ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC MONTOWANY JEST WRAZ Z DEDYKOWANYMI KOŁAMI POMPOWANYMI - NIE MA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KÓŁ PEŁNYCH I TERENOWYCH. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.
(6) KOŁA WYKLUCZAJĄ SIĘ Z HAMULCEM RĘCZNYM (_439).

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Liczba**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
NVE_001	Światła LED		NVE 1 2 3	2	-		○
NVE_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		NVE 3	1	-		○
Stabilizacja							
NVE_101	Pasy odwodzące uda		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_107	Pas biodrowy		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_114	Kamizelka H[(1)]		NVE 1 2 3	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
NVE_126	Pas tułowia		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_128	Regulowany klin międzyudowy		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_130	Kamizelka 4-punktowa[(1)]		NVE 1 2 3	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
NVE_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm		NVE 1 2 3	2	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

NVE_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm		NVE 1 2 3	2	-		
NVE_147	5-punktowe paski stabilizujące stopy (do wyczerpania zapasów)		NVE 1 2 3	2	Zamiast		
NVE_160/1	Anatomiczny zagłówek z podparciem głowy OCTAGON™		Rozmiar 1 (szerokość 23 cm)	1	-		
NVE_160/2			Rozmiar 2 (szerokość 26 cm)				
NVE_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		NVE 1 2 3	2	-		
NVE_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
NVE_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
NVE_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
NVE_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		NVE 1 2 3	1 komplet	-		
NVE_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 –20 cm)***						
NVE_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 –23,5 cm)***						
NVE_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						
NVE_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 –33 cm)***						
NVE_163	Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)***		M	1 komplet	-		
			L				
NVE_170/1	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozm. S, szerokość miednicy 19 - 25 cm, głębokość 18 cm, wysokość 20 cm)***(2) (do wyczerpania zapasów)		NVE 1	1	-		
NVE_170/4	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozm. XL, szerokość miednicy 38 - 45 cm, głębokość 30 cm, wysokość 27 cm)***(2) (do wyczerpania zapasów)		NVE 3				
DOSTĘPNA NOWA WERSJA STABILIZATORA MIEDNICY (FP-16) - PATRZ UŻYTECZNE AKCESORIA							

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.
(2) ROZMIAR SUGEROWANY. SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE FLEX-POINT.PL.

NVE_171	Kamizelka AIR - damska[1]		S	1	-		○
			M				○
			L				○
			XL				○
NVE_172	Kamizelka AIR - uniwersalna[1]		S	1	-		○
			M				○
			L				○
			XL				○
NVE_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa[1]		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
NVE_177	4-punktowe paski stabilizujące stopy		NVE 1 2 3	2	-		○
NVE_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym****		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
Komfort							
NVE_403	Stolik		NVE 1 2 3	1	Czarny		○
			NVE 1		Jasnoszary (do wyczerpania zapasów)		○
NVE_405	Daszek		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_408	Osłona przeciwdeszczowa[3]		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_409	Moskitiera[3]		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_410	Bawełniany pokrowiec na zagłówek (do wyczerpania zapasów)		NVE 1 2 3	1	Biały		○
					Czarny		○

**** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(3) DO MONTAŻU OSŁONY PRZECIWDESZCZOWEJ I MOSKITIERY NIEZBĘDNE JEST ZAMONTOWANIE DASZKA, KTÓRY NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM.

NVE_411	Uchwyt na kubek		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_412	Poduszka Elastico siedziska		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_415	Osłony na koła		NVE 1 2 3	2	-		○
				4			○
NVE_417	Śpiwór zimowy z mufkami		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_439	Hamulec ręczny[(4)]		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_445	Śpiwór		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_447	Mufki zimowe		NVE 1 2 3	2	-		○
NVE_452	Uchwyt na telefon		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)*****		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		NVE 1 2 3	1	-		○
Przechowywanie							
NVE_501	Torba		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego z kieszenią na koła		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_509	Organizer		NVE 1 2 3	1	-		○

***** ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.
(4) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA HAMULCA RĘCZNEGO (_439) TYLKO PRZY ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC RĘCZNY MONTOWANY JEST ZAMIAST HAMULCA STANDARDOWEGO I NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAMIANY PO ZAKUPIE WÓZKA. HAMULEC MONTOWANY JEST WRAZ Z DEDYKOWANYMI KOŁAMI POMPOWANYMI - NIE MA MOŻLIWOŚCI MONTAŻU KÓŁ PEŁNYCH I TERENOWYCH. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

NVE_512	Plecak FLASH		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_514	Torba Flex Bag		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_516	Plecak NORDIC		NVE 1 2 3	1	-		○
Rozbudowa							
NVE_625	Moduł HOME		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_627	Moduł NOVA		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_630	Dyszel do roweru (zaczep rowerowy w zestawie) (do wyczerpania zapasów)		NVE 1	1	-		○
NVE_635	Zaczep rowerowy		NVE 1 2	1	Dodatkowo		○
NVE_646	Napęd elektryczny		NVE 1 2 3	1	-		○
NVE_647	Adapter do napędu elektrycznego		NVE 1 2 3	1 komplet	-		○
DYSZEL DO ROWERU _630 I ZACZEP ROWEROWY _635 - OSOBNA POZYCJA NA FAKTURZE - VAT 23%							
Części zamienne							
NVE_704	Koło terenowe (All Terrain)[5][6]		NVE 1 2 3	wpisz ilość	Zamiast		○
				wpisz ilość	Dodatkowo		○

(5) CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.
(6) KOŁA WYKLUCZAJĄ SIĘ Z HAMULCEM RĘCZNYM (_439).

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**