FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




RACER®

Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		
Rozmiar 2		
Rozmiar 3		
Rozmiar 4		

Kolor tapicerki oddychającej ATMO™		Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™			
GRASS + tapicerka techniczna **BLACK**	**SEA** + tapicerka techniczna **BLACK**	**LIME** + tapicerka techniczna **BLACK**	**AQUA** + tapicerka techniczna **BLACK**	**STEEL** + tapicerka techniczna **BLACK**	**COBALT** + tapicerka techniczna **BLACK**

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa						
						
Symbol	**Opis**	**Jednostka**	**Rozmiar 1**	**Rozmiar 2**	**Rozmiar 3**	**Rozmiar 4**
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	< 120	< 150	< 180	< 180
A	Szerokość siedziska	[cm]	35	36	39	46
L	Głębokość siedziska	[cm]	34	42	42	45
C	Wysokość zagłówka	[cm]	58	58 - 62	72 - 80	72 - 80
E	Szerokość oparcia	[cm]	18 (z pelotami) 30 (bez pelot)	20 (z pelotami) 32 (bez pelot)	20 (z pelotami) 36 (bez pelot)	25 (z pelotami) 41 (bez pelot)
F	Długość podnóżków	[cm]	30 - 33	32 - 38	37 - 45	37 - 45
C_1	Wysokość oparcia	[cm]	58	62	80	80
L_1	Głębokość siedziska do klina	[cm]	15 - 18	22 - 25	28 - 32	28 - 32
	Długość stopki	[cm]	23	23	25	25
	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	78 - 120	82 - 124	75 - 125	75 - 125
Y	Kąt pochylenia siedziska***	[°]	15	15	15	15
X	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 - 135	90 - 140	90 - 140	90 - 140
Z	Kąt pochylenia podnóżków	[°]	100 - 120	100 - 120	100 - 120	100 - 120
	Max. Waga użytkownika	[kg]	35	50	75	90
Wymiary i waga sprzętu						
Opis		**Jednostka**	**Rozmiar 1**	**Rozmiar 2**	**Rozmiar 3**	**Rozmiar 4**
Szerokość		[cm]	62	64	70	76
Długość		[cm]	102 – 125	118 – 140	135 – 162	135 – 162
Wysokość		[cm]	103	105	125	125
Szerokość po złożeniu		[cm]	62	64	70	76
Długość po złożeniu		[cm]	103	110	125	125
Wysokość po złożeniu		[cm]	43	54	58	58
Waga****		[kg]	24	27	29,4	30

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
UWAGA: W skrajnych położeniach rączki może dojść do kolizji z oparciem podczas zmiany jego kąta położenia. W takich przypadkach należy unieść rączkę na czas jego regulacji.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Wartość mierzona przy obciążonym siedzisku.
**** Podana waga obejmuje stelaż z kołami oraz tapicerką. Wartość ta może ulec zmianie w zależności od wyposażenia wózka.

Wersja: 29.06.2026

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Składany stelaż	✓
Podnóżek z regulacją długości i kąta pochylenia z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy	✓
Ergonomiczny, regulowany uchwyt do prowadzenia wózka	✓
Siedzisko	✓
Poduszka siedziska z wycięciem na klin	✓
Regulowany klin międzyudowy	✓
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	✓
Boczne osłony łydek	✓
Zagłówek	✓
Barierka	✓
Kamizelka 4-punktowa(1)	✓
Osłona mechanizmu składania wózka	✓
Elementy odblaskowe	✓
Kosz pod siedzisko	✓
Koła terenowe	✓
Hamulec kół tylnych	✓
Peloty boczne tułowia	✓
Tapicerka dwuczęściowa z systemem stabilizacji bocznej: tapicerka techniczna i tapicerka komfortowa (tapicerka zmywalna HYDRO™ lub tapicerka oddychająca ATMO™)	✓


(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Liczba**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
RCR_001	Światła LED		RCR 1 2 3 4	2	-		○
RCR_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		RCR 3 4	1	-		○
RCR_024/1	Wysoka banda boczna[(3)]		RCR 1 2	wpisz ilość	10 cm		○
RCR_024/2			RCR 1 2 3 4		15 cm		○
RCR_024/3			RCR 3 4		20 cm		○
Stabilizacja							
RCR_101	Pasy odwodzące uda		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_107	Pas biodrowy		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_114	Kamizelka H[(1)]		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_125	Kamizelka pełna 6-punktowa[(1)] (do wyczerpania zapasów)		XL	1	-		○
RCR_126	Pas tułowia		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm		RCR 1 2 3 4	2	-		○
RCR_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm		RCR 1 2 3 4	2	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(3) SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM, CZY WERSJA WÓZKA JEST KOMPATYBILNA Z AKCESORIUM.

RCR_147	5-punktowe paski stabilizujące stopy (do wyczerpania zapasów)		RCR 1 2 3 4	2	-		
RCR_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		RCR 1 2 3 4	2	-		
RCR_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						
RCR_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						
RCR_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						
RCR_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)*****		RCR 1 2 3 4	1 komplet	-		
RCR_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)*****						
RCR_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)*****						
RCR_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)*****						
RCR_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)*****						
RCR_163/1	Anatomiczne pasy odwodzące uda (FP-23)*****		M	1	-		
RCR_163/2			L				
RCR_170/1	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozm. S, szerokość miednicy 19 - 25 cm, głębokość 18 cm, wysokość 20 cm)*****(2) (do wyczerpania zapasów)		RCR 1	1	-		
RCR_170/4	Stabilizator miednicy (FP-16) (rozm. XL szerokość miednicy 38 - 45 cm, głębokość 30 cm, wysokość 27 cm)*****(2) (do wyczerpania zapasów)		RCR 4				
DOSTĘPNA NOWA WERSJA STABILIZATORA MIEDNICY (FP-16) - PATRZ UŻYTECZNE AKCESORIA							
RCR_171	Kamizelka AIR - damska(1)		S	1	-		
			M				
			L				
			XL				

***** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(2) ROZMIAR SUGEROWANY. SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE WWW.FLEX-POINT.PL.

RCR_172	Kamizelka AIR - uniwersalna[1]		S	1	-		○
			M				○
			L				○
			XL				○
RCR_173	Kamizelka AIR - 6-punktowa[1]		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
RCR_177	4-punktowe paski stabilizujące stopy		RCR 1 2 3 4	2	-		○
RCR_181	Kamizelka AIR - 6-punktowa ze stabilizatorem biodrowym******		M	1	-		○
			L				○
			XL				○
Komfort							
RCR_402	Parasolka		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_403	Stolik (kolor czarny)		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_411	Uchwyt na kubek		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_412	Poduszka Elastico siedziska		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_415	Osłony na koła przednie i tylne		RCR 1 2 3 4	4	-		○
RCR_417	Śpiwór zimowy z mufkami		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_429	Miękka osłona na podnóżek (do wyczerpania zapasów)		RCR 1 2 4	1	-		○

****** STABILIZATOR BIODROWY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO SAMODZIELNY WYRÓB.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

RCR_433	Stopka wspomagająca		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_447	Mufki zimowe		RCR 1 2 3 4	2	-		
RCR_452	Uchwyt na telefon		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_453	Poduszka siedziska z wałkiem pełna*******		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_455	Osłona przeciwdeszczowa********		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_456	Osłony boczne********		RCR 1 2 3 4	2	-		
RCR_457	Moskitiera********		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_460	Daszek (nowa wersja)		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		RCR 1 2 3 4	1	-		
Przechowywanie							
RCR_501	Torba		RCR 1 2 3 4	1	-		
RCR_506	Pokrowiec do przenoszenia wózka		RCR 1 2 3 4	1	-		

******* ZASTOSOWANIE PODUSZKI SIEDZISKA Z WAŁKIEM PEŁNEJ UNIEMOŻLIWIA MONTAŻ REGULOWANEGO KLINA MIĘDZYUDOWEGO.
******** ELEMENT KOMPATYBILNY WYŁĄCZNIE Z RCR_460 DASZEK (NOWA WERSJA).

RCR_507	Pokrowiec na butlę tlenową		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_509	Organizer		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_512	Plecak FLASH		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		RCR 1 2	1	-		○
RCR_514	Torba Flex Bag		RCR 1 2 3 4	1	-		○
RCR_516	Plecak NORDIC		RCR 1 2 3 4	1	-		○
Rozbudowa							
RCR_646	Napęd elektryczny(3)		RCR 2 3 4	1	-		○
RCR_647	Adapter do napędu elektrycznego(3)		RCR 2 3 4	1 komplet	-		○
Części zamienne							
RCR_704	Koło terenowe (All Terrain)		RCR 1 2 3 4	☐ wpisz ilość	Dodatkowo		○
RCR_704	Koło miejskie (City)		RCR 1 2 3 4	☐ wpisz ilość	Zamiast		○
				☐ wpisz ilość	Dodatkowo		○
RCR_791	Wysokie osłony mechanizmu składania wózka i rur bocznych		RCR 1 2 3 4	1 komplet	-		○

(3) SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM HANDLOWYM, CZY WERSJA WÓZKA JEST KOMPATYBILNA Z AKCESORIUM.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**