GYM *parapodium statyczne*

model **PSN**

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączące cechy ortezy TLSO+HKAFO
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp z pasami zabezpieczającymi
- łukowate obejmy kolanowe przednie
- otwierany od tyłu pas biodrowy
- cztery koła skrętne, tylne z możliwością blokady
- nowoczesny design
- opcje dodatkowe: klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, regulowany pod kątem i na wysokość stolik, możliwość zmiany wszystkich kół na większe (zwiększenie prześwitu), pas tylny

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.



Szerokość bioder (cm)	32 - 57
Głębokość bioder (cm)	22 - 37
Szerokość urządzenia (cm)	66,5 - 91,5
Długosc urządzenia (cm)	92
Wysokość urządzenia (cm)	122 - 155
Maksymalne obciążenie (kg)	110
Wzrost (cm)	160 - 200