PST *parapodium statyczne*

model PST ze stolikiem, PSS bez stolika

CECHY PRODUKTU:

- urządzenie łączy cechy ortezy TLSO+HKAFO
- bardzo dobra stabilizacja przednia i boczna tułowia
- regulacja wysokości, szerokości i środka ciężkości urządzenia,
- elementy płozowe z platformami przyśrodkowymi dla umieszczenia stóp
- łukowate obejmy kolanowe przednie
- otwierany od tyłu pas biodrowy
- płozy zakończone stopkami
- szeroki zakres regulacji
- opcje dodatkowe: pasy stabilizujące stopy, wzmocnione uchwyty kolan, uchwyty nadgarstkowe, klin wyrównujący różnicę długości kończyn dolnych, dodatkowe poduszki boczne, element stabilizujący głowę, regulowany pod kątem i na wysokość stolik

ZASTOSOWANIE:

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe przydatne dla pacjentów z paraplegią, tetraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD.



CE VITEA CARE

	100	125	150	180	200
Szerokość kamizelki (cm)*	21 - 27	25 - 36	29 - 43	37-61,5	37-61,5
Głębokość kamizelki (cm)*	16,5 - 21	20 - 26	23 - 34	26-38	29-41
Szerokość urządzenia (cm)	50 - 56	55 - 68	61 - 72	67-91	67-91
Długość urządzenia (cm)	77 - 97	77 - 97	91 - 115	91-115	91-115
Wysokość urządzenia (cm)	67 - 85	80 - 99	98 - 124	123-160	133-170
Wzrost (cm)	85 - 105	105 - 125	125 - 155	155-185	185-205
Maksymalna waga pacjenta (kg)	30	50	70	90	110

* pomiary bez tapicerki