


BaffinTRIO

DANE TECHNICZNE







		Rozmiar I (cm)	Rozmiar II (cm)
1	Wysokość siedziska (SH)	62	62
2	Długość pleców (BH)	61	77
3	Kąt oparcia pleców (BA)	$80^0 \div 115^0$	$80^0 \div 115^0$
4	Zakres pionizacji (VR)	$0^0 \div 85^0$	$0^0 \div 85^0$
5	Długość podstawy (BL)	106	112
6	Szerokość podstawy (BW)	69	77
7	Wysokość podnóżków (FH)	32÷42	35÷49
8	Długość podnóżków (FL)	28	32
9	Średnica koła tylniego (RW)	25	25
10	Średnica koła przedniego (FW)	14	14
11	Głębokość siedziska (SD)	36÷50	50÷64
12	Szerokość siedziska (SW)	27÷40	34÷45
13	Kąt regulacji platformy (FA)	$+/-14^0$	$+/-14^0$
14	Wychylenie do tyłu (TA)	7^0	7^0
15	Wysokość podpaszek (LH)	26÷44	31÷62
16	Wysokość urządzenia w pozycji spoczynkowej (DH)	120	130
17	Wysokość urządzenia w pozycji spionizowanej (DH1)	172	200
18	Waga urządzenia	57 kg	67kg
19	Maksymalna waga pacjenta	90kg	90kg