# FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

**Akces-MED Sp. z o.o.**

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
**BDO:** 000031619
**tel.** +48 17 864 04 70
**mail:** produkcja@akces-med.com



**www.akces-med.com**

**Data i dane firmy zamawiającej:**

**Adres wysyłki:**



## DALMATYŃCZYK INVENTO™

| Rozmiar | Kolor tapicerki oddychającej ATMO™ | Cena netto (PLN)* | Pole wyboru |
|---|---|---|---|
| Rozmiar 1 |  GRASS | | |
| Rozmiar 2 |  SEA | | |
| Rozmiar 3 |  SEA | | |


*Miejsce na adnotacje Działu handlowego*

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.



Wersja: 22.06.2026

| Tabla rozmiarowa |
|---|




| Symbol | Opis | Jednostka | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| W | Orientacyjny wzrost użytkownika** | [cm] | < 100 | 80 - 130 | 100 - 165 |
| A | Szerokość siedziska | [cm] | 33 | 36 | 45 |
| L | Głębokość siedziska | [cm] | 16 - 25 | 20 - 31 | 27 - 42 |
| C | Wysokość zagłówka | [cm] | 37 - 52 | 42 - 53 | 49 - 64 |
| $C_1$ | Wysokość oparcia | [cm] | 28 | 35 | 40 |
| E | Szerokość oparcia | [cm] | 13 - 23 | 18 - 26 | 18 - 32 |
| F | Długość podnóżków | [cm] | 15 - 34 | 15 - 37 | 15 - 45 |
| | Rozstaw pelot kolanowych | [cm] | 18 - 26 | 21 - 29 | 25 - 37 |
| | Wysokość pelot kolanowych | [cm] | 19 - 46 | 28 - 51 | 19 - 58 |
| | Długość stopki | [cm] | 19 | 22 | 25 |
| $L_1$ | Regulacja klina (od oparcia) | [cm] | 0 - 17 | 5 - 25 | 7 - 30 |
| | Wysokość stolika | [cm] | 67 - 80 | 74 - 97 | 95 - 112,5 |
| | Kąt pochylenia pionizatora | [°] | -10 - 85 | -10 - 85 | -10 - 85 |
| X | Kąt pochylenia oparcia | [°] | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 |
| Z | Kąt pochylenia podnóżków | [°] | 90 - 180 | 90 - 180 | 90 - 180 |
| | Max. Waga użytkownika | [kg] | 25 | 45 | 60 |

| Wymiary i waga sprzętu | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Opis** | **Jednostka** | **Rozmiar 1** | **Rozmiar 2** | **Rozmiar 3** |
| Szerokość | [cm] | 46 | 50 | 60 |
| Długość – pozycja siedząca | [cm] | 70 | 81 | 97 |
| Wysokość – pozycja siedząca | [cm] | 96 | 118 | 138 |
| Waga | [kg] | 22,5 | 27,5 | 43 |


**UWAGA**: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
**UWAGA**: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

| Wyposażenie standardowe |
|---|




| Wyposażenie standardowe | |
|---|---|
| **Nazwa** | **Pole wyboru** |
| Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce (Koła łożyskowane – **rozmiar 3**) | ✓ |
| Regulowane podnóżki ze stopkami z paskami stabilizującymi stopy | ✓ |
| Regulowane siedzisko z poduszką | ✓ |
| Regulowane oparcie z poduszką | ✓ |
| Regulowany klin międzyudowy | ✓ |
| Regulowane peloty piersiowe (**rozmiar 1 i 2**); Niezależnie regulowane peloty biodrowe i piersiowe (**rozmiar 3**) | ✓ |
| Kamizelka 4-punktowa (Chwyć i pociągnij™)(1) | ✓ |
| Pas biodrowy (Chwyć i pociągnij™) | ✓ |
| Sprężyna gazowa | ✓ |
| Stabilizator kolan | ✓ |
| Zagłówek HexagonPro™ | ✓ |
| Podłokietniki | ✓ |
| Stolik | ✓ |
| Mechanizm obrotowy pionizatora | ✓ |
| Tapicerka oddychająca ATMO™: rozm. 1 GRASS, rozm. 2 SEA, rozm. 3 SEA | ✓ |

(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

| Akcesoria | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kod produktu** | **Nazwa** | **Zdjęcie** | **Rozmiar** | **Liczba** | **Opcja** | **Cena netto (PLN)*** | **Pole wyboru** |
| **Bezpieczeństwo** | | | | | | | |
| DMI_015 | Koło TANGO z hamulcem STOP |  | 75 mm | wpisz ilość | Zamiast | | ○ |
| | | | | | Dodatkowo | | ○ |
| DMI_016 | Koło TANGO z hamulcem STOP |  | 125 mm | wpisz ilość | Zamiast | | ○ |
| | | | | | Dodatkowo | | ○ |
| DMI_020 | Koło TANGO z hamulcem STOP |  | 100 mm | wpisz ilość | Zamiast | | ○ |
| | | | | | Dodatkowo | | ○ |
| **Stabilizacja** | | | | | | | |
| DMI_101 | Pasy odwodzące uda |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | ○ |
| DMI_103 | Stopki z regulacją 3D(U) |  | DMI 1 2 3 | 1 komplet | Zamiast | | ○ |
| DMI_106 | Poduszki podparcia łydek |  | DMI 1 2 3 | 2 | - | | ○ |
| DMI_109 | Niezależnie regulowane peloty boczne |  | DMI 1 2 | 2 | Zamiast | | ○ |
| DMI_114 | Kamizelka H(1) |  | DMI 1 2 3 | 1 | Zamiast | | ○ |
| | | | | | Dodatkowo | | ○ |

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(U) W przypadku zastosowania Stopek 3D maksymalny wzrost dziecka należy pomniejszyć o 6 cm. Patrz tabela rozmiarowa.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMI_123 | Zagłówek przedłużony |  | DMI 1 2 3 | 1 | Zamiast | | ○ |
| DMI_125 | Kamizelka pełna 6-punktowa(1)<br>(do wyczerpania zapasów) |  | XL | 1 | Zamiast | | ○ |
| | | | | | Dodatkowo | | ○ |
| DMI_126 | Pas tułowia |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | ○ |
| DMI_161/1 | Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm) |  | DMI 1 2 3 | 2 | - | | ○ |
| DMI_161/2 | Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm) | | | | | | ○ |
| DMI_161/3 | Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm) | | | | | | ○ |
| DMI_161/4 | Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm) | | | | | | ○ |
| DMI_162/1 | Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)*** |  | DMI 1 2 3 | 1 komplet | - | | ○ |
| DMI_162/2 | Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)*** | | | | | | ○ |
| DMI_162/3 | Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)*** | | | | | | ○ |
| DMI_162/4 | Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)*** | | | | | | ○ |
| DMI_162/5 | Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)*** | | | | | | ○ |
| DMI_168 | Zagłówek VisoPro™ z dynamicznym pasem podtrzymującym głowę |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | ○ |
| DMI_178 | Dynamiczny pas podtrzymujący głowę |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | ○ |

*** Ceny wyposażenia nie podlegają rabatowaniu.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Komfort** | | | | | | | |
| DMI_431/1 | Rączka do prowadzenia |  | DMI 1 2 3 | 1 | Wysokość 1 cm Od oparcia | | |
| DMI_431/2 | | | | 1 | Wysokość 19 cm Od oparcia | | |
| DMI_431/3 | | | | 1 | Wysokość 31 cm Od oparcia | | |
| DMI_453 | Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)**** |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | |
| **Przechowywanie** | | | | | | | |
| DMI_507 | Pokrowiec na butlę tlenową |  | DMI 1 2 3 | 1 | - | | |

**** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż klina międzyudowego.

**Uwagi do zamówienia**

**Wyzeruj formularz** **Zamów**