FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




JORDI™


Rozmiary	Kolor tapicerki medycznej MEDICUS™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1	 **MED SEA**		
Rozmiar 2			
Rozmiar 3			
Rozmiar 4			

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa





Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
W	Orientacyjny Wzrost Użytkownika**	[cm]	90 - 110	100 - 120	110 - 150	150 - 180
A	Szerokość Siedziska	[cm]	25	30	37	45
E	Szerokość Oparcia (Z Pelotami)	[cm]	12 - 22	15 - 26	22 - 33	30 - 42
L	Głębokość Siedziska	[cm]	23 - 29	26 - 34	30 - 40	35 - 45
C_1	Wysokość Oparcia	[cm]	33	39	46	55
C	Wysokość Zagłówka (Opcja)	[cm]	43 – 59	50 – 66	58 – 74	67 – 83
F	Wysokość Siedziska Od Podłoża	[cm]	26 - 30	31 - 39	37 - 49	42 - 56
Z	Kąt Pochylenia Oparcia	[°]	90 - 135	90 - 135	90 - 135	90 - 135
	Max. waga Użytkownika	[kg]	50	65	80	120

Wymiary i waga sprzętu


Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
Szerokość	[cm]	37	42	52	64
Długość	[cm]	48	54	60	68
Wysokość	[cm]	56	68	80	92
Waga	[kg]	6,5	8	10	12

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.


Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Siedzisko z regulacją głębokości	✓
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	✓
Pas biodrowy	✓
Stelaż z regulacją wysokości	✓
Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia	✓
Tapicerka medyczna MEDICUS™: MED SEA	✓

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
JRI_015	Koło TANGO z hamulcem STOP		75 mm	wpisz ilość	-		○
JRI_016	Koło TANGO z hamulcem STOP		125 mm	wpisz ilość	-		○
JRI_018	Koło TANGO z blokadą kierunku jazdy		125 mm	wpisz ilość	-		○
JRI_020	Koło TANGO z hamulcem STOP		100 mm	wpisz ilość	-		○
Stabilizacja							
JRI_101	Pasy odwodzące uda		JRI 1 2 3 4	1	-		○
JRI_104	Zagłówek HexagonPro™		JRI 1 2 3 4	1	-		○
JRI_114	Kamizelka H[3][6]		JRI 1 2 3 4	1	Zamiennie za pas biodrowy		○
					Dodatkowo		○
JRI_125	Kamizelka pełna 6-punktowa[3] (do wyczerpania zapasów)		XL	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
JRI_128	Regulowany klin międzyudowy[6]		JRI 1 2 3 4	1	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
UWAGA! Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym**.
(3) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(6) AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPŁATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

JRI_130	Kamizelka 4-punktowa[3][6]		JRI 1 2 3 4	1	Zamiennie za pas biodrowy		○
					Dodatkowo		○
JRI_135	Peloty biodrowe[6]		JRI 1 2 3 4	2	-		○
JRI_154	Separator kolan[6]		JRI 1 2 3 4	1	-		○
JRI_155	Peloty piersiowe[6]		JRI 1 2 3 4	2	-		○
JRI_156	2-punktowe paski stabilizujące stopy		JRI 1 2 3 4	2	-		○
JRI_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)[5]		JRI 1 2 3 4	2	-		○
JRI_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)[5]						○
JRI_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)[5]						○
JRI_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)[5]						○
JRI_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)[5]***		JRI 1 2 3 4	1 komplet	-		○
JRI_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)[5]***						○
JRI_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)[5]***						○
JRI_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)[5]***						○
JRI_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)[5]***						○

*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.
(3) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(5) MONTAŻ SANDAŁKÓW ORAZ STABILIZATORÓW KOSTEK MOŻLIWY JEST JEDYNIE RAZEM Z PODNÓŻKIEM JRI_619.
(6) AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPŁATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

JRI_177	4-punktowe paski stabilizujące stopy		JRI 1 2 3 4	2	-		
JRI_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		JRI 1 2 3 4	1	-		
Komfort							
JRI_403	Stolik		JRI 1 2 3 4	1	-		
JRI_423	Koła jezdne skrętne (75 mm)		JRI 1 2 3 4	4	-		
JRI_431	Rączki do prowadzenia		JRI 1 2 3 4	2	-		
JRI_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		JRI 1 2 3 4	1	-		
Rozbudowa							
JRI_619	Podnóżek		JRI 1 2 3 4	1	-		
Tapicerka dodatkowa							
JRI_725	Tapicerka medyczna MEDICUS™(2)		JRI 1 2 3 4	1	**MED SKIN** (zamiast)		

**** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego JRI_128 oraz separatora kolan JRI_154.
(2) CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**