

Dalmatyńczyk *Invento*™

urządzenie wielofunkcyjne

DALMATYŃCZYK *inventō*™

urządzenie wielofunkcyjne

Urządzenie wielofunkcyjne **DALMATYŃCZYK *inventō*™** ma szerokie zastosowanie w procesie rehabilitacji. Polecane jest zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Pełni rolę fotelika rehabilitacyjnego, pionizatora statycznego oraz leżanki, co jest niewątpliwie jego główną zaletą. Oszczędność miejsca i wielofunkcyjność to jego główne cechy. Używany jest zarówno we wstępnej adaptacji użytkownika do pozycji siedzącej, jak i w dalszym złożonym procesie rehabilitacji.

Dzięki sprężynie gazowej możemy płynnie pionizować użytkowników z pozycji leżącej do stojącej. Co więcej, możemy to zrobić nie wyjmując ich z pionizatora. Taką możliwość szczególnie docenią terapeuci oraz opiekunowie.

Rozbudowany system pelot i pasów bezpieczeństwa w **DALMATYŃCZYKu *inventō*™** sprawia, że dziecko czuje się w nim bardzo pewnie i bezpiecznie. Zadbaliśmy jednocześnie o maksymalną wygodę i swobodę ruchów.

Kamizelka bezpieczeństwa i pas biodrowy wyposażone zostały w innowacyjny system Chwyć i pociągnij™. Umożliwiają one błyskawiczne i precyzyjne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu, a w razie potrzeby na natychmiastowe wyjęcie go z urządzenia.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device



Funkcja leżanki



Funkcja fotelika



Funkcja pionizatora

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami,
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce | Regulowane podnóżki z paskami stabilizującymi stopy | Sprężyna gazowa | Siedzisko z regulacją głębokości | Stabilizator kolan | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Pas biodrowy Chwyć i pociągnij™ | Peloty piersiowe (rozm.1, 2) | Niezależnie regulowane peloty biodrowe i piersiowe (rozm.3) | Kamizelka 4-punktowa Chwyć i pociągnij™ | Zagłówek HexagonPro™ | Podłokietniki | Stolik | Koła łożyskowane (rozm.3) | Mechanizm obrotowy pionizatora

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Wspomaganie pneumatyczne
Sprężyna gazowa pomaga we właściwym ustawieniu kąta nachylenia urządzenia.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.

Stopki z regulacją 3D
Pozwalają korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach.

Sprawna pionizacja
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego, wspieranego pracą sprężyny gazowej, zapewnia sprawną pionizację.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

3 w 1
Produkt posiada **3** funkcje użytkowe do wykorzystania w jednym urządzeniu: fotelika, pionizatora oraz leżanki.

Cicha praca
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego wspieranego pracą sprężyny gazowej zapewnia cicha pracę urządzenia.

Chwyć i pociągnij™
Specjalny system stosowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych. Ergonomiczny uchwyt w kształcie litery D ułatwia użytkownikowi szybkie i wygodne dopasowanie wyrobu. System przeznaczony jest także dla osób z dysfunkcjami dłoni.

Tapicerka oddychająca
Urządzenie zostało wyposażone w oddychającą, przepuszczającą powietrze tapicerkę wykonaną z materiału przestrzennego. Teraz masz pewność, że skóra pozostanie sucha na dłużej.

Łatwa obsługa
Zastosowanie w wyrobie innowacyjnego mechanizmu czworoboku przegubowego sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo przyjazna użytkownikom. Aby spionizować użytkownika wystarczy jedynie zwolnić blokadę sprężyny gazowej.

Niska waga
Waga urządzenia jest niższa w porównaniu z wyrobami konkurencyjnymi dostępnymi na rynku.


Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021


AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

TAPICERKA ODDYCHAJĄCA **ATMO™**


ODDYCHAJĄCA ANTYALERGICZNA ŁATWA DO CZYSZCZENIA EKOLOGICZNA



Grass
Rozmiar 1




Sea
Rozmiar 2



Sea
Rozmiar 3

DALMATYŃCZYK *inventō*™
tabele rozmiarowe



Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**< 100**	**80 – 130**	**100 – 165**
A	**szerokość siedziska**	**[cm]**	**33**	**36**	**45**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**16 – 25**	**20 – 31**	**27 – 42**
C	**wysokość zagłówka**	**[cm]**	**37 – 52**	**42 – 53**	**49 – 64**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**28**	**35**	**40**
E	**szerokość oparcia**	**[cm]**	**13 – 23**	**18 – 26**	**18 – 32**
F	**długość podnóżków**	**[cm]**	**15 – 34**	**15 – 37**	**15 – 45**
	rozstaw pelot kolanowych	[cm]	18 – 26	21 – 29	25 – 37
	wysokość pelot kolanowych	[cm]	19 – 46	28 – 51	19 – 58
	długość stopki	[cm]	19	22	25
L_1	regulacja klina (od oparcia)	[cm]	0 – 17	5 – 25	7 – 30
	wysokość stolika	[cm]	67 – 80	74 – 97	95 – 112,5
	kąt pochylenia pionizatora	[°]	-10 – +85	-10 – +85	-10 – +85
X	kąt pochylenia oparcia	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
Z	kąt pochylenia podnóżków	[°]	90 – 180	90 – 180	90 – 180
	max. waga użytkownika	[kg]	25	45	60

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	46	50	60
Długość – pozycja siedząca	[cm]	70	81	97
Wysokość – pozycja siedząca	[cm]	96	118	138
Waga	[kg]	22,5	27,5	43

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

FP READY GOTOWY NA SYSTEM **FLEX-POINT®**

STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA**



FP-02 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-03 **KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-06 **DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW**

STABILIZACJA MIEDNICY



FP-10 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**



FP-12 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY**



FP-14 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY**



FP-15 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA**

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-22 **DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK**

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH **FLEX-POINT®**, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI ZNAJDZIESZ NA **AKCES-MED.COM**

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Bezpieczeństwo



DMI_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



DMI_003 Miękka osłona na stolik
Zabezpiecza użytkownika przed uderzeniem się o stolik. Wskazana u osób z zaburzeniem koordynacji ruchowej kończyn.



DMI_015/016/020 Koło Tango z hamulcem stop
Bezszelestne, bezobsługowe, nie pozostawia śladów, nie ulega korozji.

Stabilizacja



DMI_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu się użytkownika.




DMI_102 Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą taśm velcro. Stosowany u osób z ograniczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać jej opadaniu.



DMI_103 Stopki z regulacją 3D
Pozwalają na płynną korekcję ustawienia stóp we wszystkich płaszczyznach dzięki zastosowaniu zawiasu kulowego.



DMI_106 Poduszki podparcia łydek
Montowane do podnóżków. Zapewniają dodatkowe podparcie podudzi. Niezależna regulacja wysokości pozwala na ich dopasowanie także u osób z asymetrią długości kończyn dolnych.



DMI_109 Niezależnie regulowane peloty boczne
Pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie produktu. Peloty można ustawiać na różnych wysokościach.



DMI_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



DMI_123 Zagłówek przedłużony
Dla osób ze zwiększonym obwodem głowy, zapewnia lepszą stabilizację boczną.



DMI_125 Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



DMI_126 Pas tułowia
Uniwersalne rozwiązanie mające zastosowanie w wielu naszych produktach. Zabezpiecza przed wypadnięciem. Anatomiczny kształt i zapięcie velcro pozwala na komfortowe dopasowanie do ciała.



DMI_161 Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe
Zabezpieczają oraz stabilizują staw skokowy. Rekomendowane dla osób ze wzmożonym napięciem mięśni.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Komfort



DMI_401 Stolik do terapii manualnej
Pozwala na ćwiczenia czynne wspomagane kończyn górnych ze szczególnym uwzględnieniem funkcji dłoni.



DMI_431 Rączka do prowadzenia
Rączka do prowadzenia dostępna w 3 wysokościach.



DMI_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki specjalnemu workowi z granulatem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.

Przechowanie



DMI_340 Zagłówek HexagonPro™ BodyMap® DZ
Nowa wersja zagłówka Hexagon™ składająca się z zaawansowanego mocowania HexagonPro™ oraz poduszki BodyMap® DZ.

Stablizacja BodyMap®



DMI_507 Pokrowiec na butlę tlenową
Mocowany jest za pomocą pasów o regulowanej długości. Wykonywany jest na wymiar, tak aby idealnie pasował do butli tlenowej.