FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



KUKINI™ W-05


(do wyczerpania zapasów)

Rozmiar	Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™	Kolor ramy	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1				

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	100 – 135
A	Szerokość siedziska	[cm]	37
L	Głębokość siedziska	[cm]	37
C	Wysokość zagłówka	[cm]	47 – 60
C_1	Wysokość oparcia	[cm]	60
E	Szerokość oparcia	[cm]	36
F	Długość podnóżka	[cm]	27, 40
	Wysokość rączek prowadzących	[cm]	90 – 120
X	Kąt pochylenia oparcia (względem siedziska)	[°]	95 – 130
Y	Kąt pochylenia siedziska	[°]	20
Z	Kąt pochylenia podnóżka	[°]	125
	Max. Waga użytkownika	[kg]	40

Wymiary i waga sprzętu		
Opis	**Jednostka**	**Rozmiar 1**
Szerokość	[cm]	67
Szerokość po złożeniu***	[cm]	54
Długość	[cm]	124 – 143
Długość po złożeniu***	[cm]	97
Wysokość	[cm]	105
Wysokość po złożeniu***	[cm]	38
Waga	[kg]	14

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Wymiary po złożeniu dotyczą wózka z wypiętymi kołami i wypiętym podnóżkiem.

Wyposażenie standardowe



Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka

Oparcie z regulacją kąta pochylenia, wyposażone w kieszeń do przechowywania

5-punktowe pasy bezpieczeństwa z magnetycznym zapięciem

Poduszka siedziska z pianką VISmemo™

Składany, aluminiowy stelaż wyposażony w hamulec tarczowy koła przedniego oraz hamulec centralny kół tylnych

Tapicerka HYDRO™

Regulowany podnóżek

Wypinane koła pompowane tylne

Wypinane koło pompowane przednie

Pasek bezpieczeństwa na nadgarstek

Plecak FLASH


Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Składany, aluminiowy stelaż wyposażony w hamulec tarczowy koła przedniego oraz hamulec centralny kół tylnych	✓
Ergonomiczny uchwyt do prowadzenia wózka	✓
Pasek bezpieczeństwa na nadgarstek	✓
Oparcie z regulacją kąta pochylenia, wyposażone w kieszeń do przechowywania	✓
5-punktowe pasy bezpieczeństwa z magnetycznym zapięciem	✓
Poduszka siedziska z pianką VISmemo™	✓
Regulowany podnóżek	✓
Wypinane koła pompowane tylne	✓
Wypinane koło pompowane przednie	✓
Tapicerka HYDRO™	✓
Plecak FLASH	✓

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Liczba**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
KKN_001	Światła LED		KKN1	2	-		○
KKN_026	Stopka przeciw wywrotna		KKN1	1	-		○
KKN_027/1	Poduszka zabezpieczająca łydki		KKN 1	1	-		○
Stabilizacja							
KKN_101	Pasy odwodzące uda		KKN1	1	-		○
KKN_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm(2)		KKN1	2	-		○
KKN_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm(2)		KKN1	2	-		○
KKN_147	5-punktowe pasy stabilizujące stopy (do wyczerpania zapasów)		KKN1	2	-		○
KKN_160/1	Zagłówek Octagon™		rozmiar 1 (szerokość 23 cm)	1	-		○
KKN_160/2			rozmiar 2 (szerokość 26 cm)				○
KKN_160/3			rozmiar 3 (szerokość 30 cm)				○
KKN_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		KKN1	2	-		○
KKN_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						○
KKN_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						○
KKN_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
(2) KKN_134/137 NIE SĄ MOŻLIWE DO STOSOWANIA JEDNOCZEŚNIE Z KKN_182/183/184/185.

KKN_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)****		KKN1	1 komplet	-		○
KKN_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)****						○
KKN_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)****						○
KKN_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)****						○
KKN_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)****						○
KKN_177	4 - punktowe paski stabilizujące stopy		KKN1	2	-		○
KKN_182/1	Wysoka poduszka zawężająca siedzisko o 3 cm*****(2)		KKN 1	1	Prawa		○
					Lewa		○
KKN_183/1	Wysoka poduszka zawężająca siedzisko o 5 cm*****(2)		KKN 1	1	Prawa		○
					Lewa		○
KKN_184/1	Niska poduszka zawężająca siedzisko o 3 cm*****(2)		KKN 1	1	Prawa		○
					Lewa		○
KKN_185/1	Niska poduszka zawężająca siedzisko o 5 cm*****(2)		KKN 1	1	Prawa		○
					Lewa		○
KKN_186	Poduszka oparcia zmniejszająca głębokość siedziska o 6 cm		KKN1	1	-		○

(2) KKN_134/137 NIE SĄ MOŻLIWE DO STOSOWANIA JEDNOCZEŚNIE Z KKN_182/183/184/185.
**** Ceny wyposażenia nie podlegają rabatowaniu.
***** DO MONTAŻU PODUSZEK ZAWĘŻAJĄCYCH SIEDZISKO KONIECZNE JEST STOSOWANIE PODUSZKI OPARCIA KKN_186/187, KTÓRA NIE JEST WYPOSAŻENIEM STANDARDOWYM WYROBU.

KKN_187	Poduszka oparcia zmniejszająca głębokość siedziska o 10 cm		KKN 1	1	-		○
KKN_190	Usztywnienie poduszki siedziska		KKN 1	1	-		○
Komfort							
KKN_405	Daszek		KKN 1	1	-		○
KKN_408	Osłona przeciwdeszczowa[(1)]		KKN 1	1	-		○
KKN_409	Moskitiera[(1)]		KKN 1	1	-		○
KKN_411	Uchwyt na kubek		KKN 1	1	-		○
KKN_415	Osłony na koła		KKN 1	3	-		○
KKN_417	Śpiwór zimowy z mufkami		KKN 1	1	-		○
KKN_445	Śpiwór		KKN 1	1	-		○
KKN_447	Mufki zimowe		KKN 1	2	-		○
KKN_452	Uchwyt na telefon		KKN 1	1	-		○
KKN_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)		KKN 1	1	-		○

(1) Do montażu osłony przeciwdeszczowej oraz moskitiery niezbędne jest zamontowanie daszka KKN_405, który nie jest wyposażeniem standardowym.

KKN_467	Daszek Comfort		KKN 1	1	-		
Przechowywanie							
KKN_501	Torba		KKN 1	1	-		
KKN_505	Kosz pod siedzisko		KKN 1	1	-		
KKN_506/1	Pokrowiec do przenoszenia wózka złożonego		KKN 1	1	-		
KKN_509	Organizer		KKN 1	1	-		
KKN_513	Torba do przewożenia/ samolotowa EasyGo		KKN 1	1	-		
KKN_514	Torba Flex Bag		KKN 1	1	-		
KKN_516	Plecak NORDIC		KKN 1	1	-		
Rozbudowa							
KKN_630	Dyszel do roweru (zaczep rowerowy w zestawie)		KKN 1	1	-		
KKN_635	Zaczep rowerowy		KKN 1	1	Dodatkowo		
DYSZEL DO ROWERU _630 I ZACZEP ROWEROWY _635 - OSOBNA POZYCJA NA FAKTURZE - VAT 23%							
KKN_642	Moduł EVO z podwójnymi kołami skrętnymi		KKN 1	1	-		
KKN_796	Zestaw pasów mocujących do wyposażenia medycznego		KKN 1	1 komplet	-		

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz

Zamów