


FOTELIKI SAMOCHODOWE.

LIW CARE TECHNOLOGY Sp. z o.o.

simon


BEZPIECZEŃSTWO
NA PIERWSZYM MIEJSCU





SPECIAL NEEDS
INNOVATIVE TECHNOLOGY
MODERN DESIGN
OUTCLASSES STANDARDS
NO COMPROMISES

SIMON - fotelik samochodowy do zadań specjalnych



F





Fotelik samochodowy SIMON został zaprojektowany i stworzony tak, aby użytkownik o wzroście od 100 do 150 cm mógł czuć się bezpiecznie, komfortowo i przyjąć najlepszą dla siebie pozycje siedzącą.

Stylowy i wygodny SIMON łączy ze sobą najwyższej klasy funkcje bezpieczeństwa gwarantowane i zgodne z ECE-R129/03.

Producent: Simon Sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor i reklamodawca: LIW Care Technology Sp. z o.o.

FUNKCJONALNOŚCI



Zintegrowana obrotowa rama z systemem isofix ułtwiająca wsiadanie do fotelika.



Nowoczesny i skuteczny system pozycjonowania i stabilizacji dziecka.



System „Sound" to wbudowane głośniki w zagłówek fotelika, które z łatwością połączysz ze swoim smartfonem.



Regulacja wysokości oparcia oraz połączony z bazą system kubełkowy siedziska (Tilt).



Wygodny stolik z antypoślizgowego materiału, który w razie konieczności łatwo ściągnąć i wyprać.



Podnóżek na stopy z regulacją wysokości oraz kąta nachylenia.

DANE TECHNICZNE

Wysokość oparcia	33÷53 cm
Wysokość zagłówka	55÷75 cm
Głębokość siedziska	27÷37 cm
Szerokość siedziska	18÷28 cm
Szerokość i głębokość platformy podnóżka	32÷20 cm

