RODZINA PRODUKÓW **KIDOO™**



KIDOO™
fotelik rehabilitacyjny



KIDOO HOME™
wózek specjalny inwalidzki

KIDOO™

fotelik rehabilitacyjny

KIDOO™ jest krzesełkiem terapeutycznym, które doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **KIDOO™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Siedzisko ortopedyczne dla dzieci **KIDOO™** pozwala na właściwe i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej regulacji. Pas biodrowy dodatkowo zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Krzesełko ma regulowaną wysokość siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia.

Wykonane jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępne w **5** rozmiarach.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device





WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Stelaż z regulacją wysokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Siedzisko z regulacja głębokości | Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | Pas biodrowy

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

KIDOO™
szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.


Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Chwyć i pociągnij™
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.


Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.



Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.



Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóżek z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.



Innowacyjny zagłówek HexagonPro™ zabezpiecza i amortyzuje głowę. Posiada ergonomiczny i regulowany kształt pozwalający na komfortowe dopasowanie zagłówka do głowy użytkownika.

TAPICERKA

TAPICERKA MEDYCZNA **MEDICUS™**

WODOODPORNA · PAROPRZEPUSZCZALNA · EKOLOGICZNA · CRIB7

MED Sea
*Standardowy

MED Skin
*Opcjonalny

MED Red
*Opcjonalny

MED Lilac
*Opcjonalny

MED Gray
*Opcjonalny

MED Green
*Opcjonalny

TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™

BEZFTALANOWA · ANTYBAKTERYJNA I ANTYGRZYBICZNA · CRIB7 · PLAMOODPORNA · ODPORNA NA PRZETARCIA (300,000 MARTINDALE RUBS) · EKOLOGICZNA · TEST TROPIKALNY


Pillarbox
*Opcjonalny
**Do wyczerpania zapasów


Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do **30** dni.
UWAGA! Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym.**


Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com







Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5**
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**90 – 100**	**90 – 115**	**100 – 130**	**110 – 150**	**120 – 160**
A/E	**szerokość siedziska /oparcia**	**[cm]**	**23**	**26,5**	**31**	**35**	**42**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**18 – 23,5**	**22,5 – 30**	**24,5 – 34,5**	**31 – 41**	**36 – 47**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**26**	**31**	**35**	**40**	**44**
F	**wysokość siedziska od podłoża**	**[cm]**	**19,5 – 26**	**24 – 31,5**	**27,5 – 36,5**	**33 – 44**	**36 – 49**
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	96 – 116	95 – 116	95 – 116	95 – 116	95 – 116
	max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
**Na specjalne zamówienie.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5	8	11	14

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

KIDOO HOME™

wózek specjalny inwalidzki

Wózek specjalny **KIDOO HOME™** doskonale sprawdza się podczas terapii i zabawy, a także innych codziennych aktywności takich jak nauka czy spożywanie posiłków. W domu, przedszkolu, szkole czy też w grupie rówieśników, **KIDOO HOME™** będzie niezastąpioną pomocą w procesie rehabilitacji zarówno w aspekcie ruchowym jak i w integracji społecznej.

Jego budowa, oparta jest na siedzisku ortopedycznym dla dzieci **KIDOO™**. Dzięki temu pozwala na właściwe i bezpieczne podparcie dziecka, z możliwością łatwej i intuicyjnej regulacji. Kamizelka 4-punktowa dodatkowo zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Wózek ma regulowaną wysokość siedziska i podłokietników, a także kąt oparcia. Poprawne i niezwykle wygodne podparcie głowy gwarantuje regulowany zagłówek **HexagonPro™**. Podstawę wózka stanowi baza jezdna. Posiada ona 4 skrętne kółka wyposażone w hamulce. Dzięki nim wózek porusza się bezgłośnie i jest niezwykle zwrotny. Stopy użytkownika zabezpieczone są na regulowanym podnóżku za pomocą pasków.

KIDOO HOME™ wykonany jest z bezpiecznych dla użytkownika materiałów. Dostępny w 5 rozmiarach.

MD **Wyrób Medyczny Klasy I**
Class I Medical Device





WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zalecany dla dzieci, młodzieży, u których rozpoznano:

- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami (dystrofie, miastenia, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn dolnych,
- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Inne choroby przebiegające z niedowładami, porażeniami, uszkodzeniami w zakresie narządu ruchu,
- Po urazach, przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Siedzisko z regulacją głębokości | Oparcie z regulacją kąta pochylenia | Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia | Kamizelka 4-punktowa | Rączka do prowadzenia | Zagłówek HexagonPro™ | Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

KIDOO HOME™
szczególne zalety i kolorystyka

SZCZEGÓLNE ZALETY

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Materiały ekologiczne
Do produkcji używamy wyłącznie przyjaznych człowiekowi i środowisku materiałów.

Funkcja kubełkowa
Urządzenie posiada możliwość zmiany kąta nachylenia siedziska.


Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy **24**-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Chwyć i pociągnij™
Specjalny system montowany w naszych kamizelkach i pasach biodrowych pozwala na szybkie i wygodne zabezpieczenie dziecka w urządzeniu.


Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Tapicerka medyczna zastosowana w foteliku jest paroprzepuszczalna, wodoszczelna oraz łatwa w dezynfekcji.



Fotelik w standardzie wyposażony jest w siedzisko z regulacją głębokości oraz oparcie z możliwością zmiany kąta pochylenia.



Dzięki odpowiedniej regulacji wysokości nóżek z łatwością możemy uzyskać funkcję kubełkową fotelika.



Innowacyjny zagłówek HexagonPro™ zabezpiecza i amortyzuje głowę. Posiada ergonomiczny i regulowany kształt pozwalający na komfortowe dopasowanie zagłówka do głowy użytkownika.

TAPICERKA


TAPICERKA MEDYCZNA **MEDICUS™**

WODOODPORNA · PAROPRZEPUSZCZALNA · EKOLOGICZNA · CRIB7




MED Sea
*Standardowy


MED Skin
*Opcjonalny




MED Red
*Opcjonalny



MED Lilac
*Opcjonalny



MED Gray
*Opcjonalny



MED Green
*Opcjonalny

TAPICERKA MEDYCZNA EXTREME-MED™

BEZFTALANOWA · ANTYBAKTERYJNA I ANTYGRZYBICZNA · CRIB7 · PLAMOODPORNA · ODPORNA NA PRZETARCIA (300,000 MARTINDALE RUBS) · EKOLOGICZNA · TEST TROPIKALNY



Pillarbox
*Opcjonalny
**Do wyczerpania zapasów

Odcienie kolorystyczne tapicerki mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
*Kolory opcjonalne dostępne są na specjalne zamówienie. Czas oczekiwania do **30** dni.
UWAGA! Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym.**


Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.


Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

KIDOO HOME™

tabele rozmiarowe





Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5**
W	**orientacyjny wzrost użytkownika***	**[cm]**	**90 – 100**	**90 – 115**	**100 – 130**	**110 – 150**	**120 – 160**
A/E	**szerokość siedziska /oparcia**	**[cm]**	**23**	**26,5**	**31**	**35**	**42**
L	**głębokość siedziska**	**[cm]**	**18 – 23,5**	**22,5 – 30**	**24,5 – 34,5**	**31 – 41**	**36 – 47**
C_1	**wysokość oparcia**	**[cm]**	**26**	**31**	**35**	**40**	**44**
F	**wysokość siedziska od podłoża**	**[cm]**	**19,5 – 26**	**24 – 31,5**	**27,5 – 36,5**	**33 – 44**	**36 – 49**
Z	kąt pochylenia oparcia	[°]	96 – 116	95 – 116	95 – 116	95 – 116	95 – 116
	max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
*Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
**Na specjalne zamówienie.

Wymiary i waga sprzętu	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5	8	11	14

Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

KIDOO™ / KIDOO HOME™
SYSTEM **FLEX-POINT®**

FP READY GOTOWY NA SYSTEM **FLEX-POINT®**

STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA**



FP-02 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-03 **KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-05 **DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA**



FP-06 **DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW**

STABILIZACJA MIEDNICY



FP-10 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**



FP-12 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY**



FP-14 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY**



FP-15 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA**

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-20 **PASY ODWODZĄCE UDA**



FP-21 **DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI**



FP-22 **DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK**

PASY UNIWERSALNE



FP-30 **UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY**

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH **FLEX-POINT®**, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI ZNAJDZIESZ NA **AKCES-MED.COM**

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

KIDOO™ / KIDOO HOME™
SYSTEM **FLEX-POINT®**

FP READY GOTOWY NA SYSTEM **FLEX-POINT®**

STABILIZACJA TUŁOWIA



FP-01 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TUŁOWIA**



FP-02 **DYNAMICZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-03 **KLASYCZNA 4-PUNKTOWA KAMIZELKA TYPU H**



FP-05 **DYNAMICZNY 2-PUNKTOWY PAS TUŁOWIA**



FP-06 **DYNAMICZNE 4-PUNKTOWE SZELKI RETRAKCYJNE BARKÓW**

STABILIZACJA MIEDNICY



FP-10 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY ZE STABILIZACJĄ MIEDNICY I ODCIĄŻENIEM JAMY BRZUSZNEJ**



FP-12 **2-PUNKTOWY DYNAMICZNY PAS BIODROWY**



FP-14 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY**



FP-15 **2-PUNKTOWY PAS BIODROWY ZE WSPOMAGANIEM ZAPIĘCIA**

STABILIZACJA KOŃCZYN DOLNYCH



FP-20 **PASY ODWODZĄCE UDA**



FP-21 **DYNAMICZNY PAS ŁYDKOWY Z FUNKCJĄ WENTYLACJI**



FP-22 **DYNAMICZNE STABILIZATORY KOSTEK**

PASY UNIWERSALNE



FP-30 **UNIWERSALNY PAS STABILIZUJĄCY**

WIĘCEJ INFORMACJI O WYROBACH **FLEX-POINT®**, INSTRUKCJE MONTAŻU ORAZ TABELĘ KOMPATYBILNOŚCI ZNAJDZIESZ NA **AKCES-MED.COM**

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

AKCES-MED Sp. z o.o. Jasionka 955B 36-002 Jasionka | produkcja@akces-med.com tel. +48 (17) 864 04 70 akces-med.com

Stabilizacja



KDO/KDH_101 Pasy odwodzące uda
Pozwalają na utrzymanie nóg w odwiedzeniu, a także zapobiegają zsuwaniu się użytkownika.



KDO_102 Pas podtrzymujący głowę
Mocowany do zagłówka za pomocą taśm velcro. Stosowany u osób z ograniczoną kontrolą głowy, aby zapobiegać jej opadaniu.



KDO_104 Zagłówek HexagonPro™
Zaprojektowany, aby zapewnić użytkownikowi jak najbardziej komfortową ochronę i kontrolę głowy*



KDH_107 Pas biodrowy
Pas biodrowy z funkcją szybkiego dopasowania do ciała za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



KDO/KDH_114 Kamizelka H
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała użytkownika za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



KDO/KDH_124 Pelota lędźwiowa
Pozwala na lepsze podparcie pleców w odcinku lędźwiowym. Możliwość montażu na odpowiedniej wysokości.



KDO/KDH_125 Kamizelka pełna 6-punktowa
Działa jako stabilizator tułowia. Posiada duży zakres regulacji. Dodatkowo posiada funkcję szybkiego dopasowania do ciała użytkownika za pomocą systemu Chwyć i pociągnij™.



KDO/KDH_128 Regulowany klin międzyudowy
Profilowany klin zapewnia poprawną pozycję siedzącą. Klin można regulować oraz zdemontować.



KDO_130 Kamizelka 4-punktowa
Pełni funkcję stabilizatora tułowia. Posiada duży zakres regulacji, co ułatwia jej dopasowanie.



KDO/KDH_134 Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm
Mocowane są do podłokietników po obu stronach fotelika. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 6 cm.



KDO/KDH_137 Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm
Mocowane są do podłokietników po obu stronach fotelika. Dzięki nim można zmniejszyć szerokość siedziska o 10 cm.



KDO/KDH_154 Separator kolan
Regulowany i łatwy do wymontowania. Zapobiega krzyżowaniu nóg.



KDO/KDH_155 Peloty piersiowe
Zapewniają dodatkową stabilizację boczną tułowia. Regulacja wysokości i szerokości pozwala na podparcie tułowia na odpowiednim poziomie.



KDO/KDH_161 Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe
Zabezpieczają oraz stabilizują staw skokowy. Rekomendowane dla osób ze wzmożonym napięciem mięśni.



KDH_162 Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint®
Dynamiczne stabilizatory kostek FlexPoint® to doskonała pomoc w poprawnej stabilizacji stóp użytkownika w wykorzystywanym przez niego sprzęcie.

*Dla tapicerki **Med Sea** zagłówek dostępny jest w kolorze **niebieskim**. Dla **pozostałych** kolorów tapicerki w kolorze **czarnym.**

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021

KIDOO™ / KIDOO HOME™
akcesoria

Komfort



KDO/KDH_403 Stolik
Wykonany z drewna. Umożliwia zabawę i wspomaga terapię. Idealny do terapii, pracy i spożywania posiłków.



KDO/KDH_429 Miękka osłona na podnóżek
Komfortowa nakładka, chroniąca stopy przed bezpośrednim kontaktem z płytą podnóżka.



KDO_431 Rączka do prowadzenia
Rączka do prowadzenia dostępna w 3 wysokościach.



KDO/KDH_436 Stolik Joy™
Joy™ to solidny, szeroki stolik z regulacją wysokości blatu. Występuje w czterech wariantach.



KDO/KDH_443 Stolik Kidoo™
Funkcjonalny i praktyczny stolik Kidoo™ doskonale sprawdza się podczas terapii, nauki, zabawy czy też w trakcie wykonywania codziennych czynności.




KDO/KDH_448 Stolik samopoziomujący
Wielofunkcyjny i przenośny stolik. Dzięki specjalnemu workowi z granulatem można go stabilnie położyć na kolanach lub na innej nierównej powierzchni.

Rozbudowa



KDO/KDH_616 Podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy
Poprawia komfort użytkowania, zapewnia dodatkowe podparcie dla stóp.



KDO/KDH_617 Baza jezdna
Podstawa jezdna pod fotelik Kidoo™. Dzięki niej można łatwo przemieszczać się z dzieckiem miedzy pomieszczeniami.



KDO_618 Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy
Zwiększa stabilizację krzesełka. Pozwala na łatwe przemieszczanie się wewnątrz pomieszczeń. Zapewnia regulację właściwej wysokości i kąta podparcia stóp.



KDO/KDH_619 Podnóżek
Poprawia komfort użytkowania, zapewnia dodatkowe podparcie dla stóp. Regulowany na wysokość.



KDO/KDH_620 Baza jezdna z podnóżkiem
Zwiększa stabilizację krzesełka. Pozwala na łatwe przemieszczanie się wewnątrz pomieszczeń. Zapewnia regulację właściwej wysokości i kąta podparcia stóp.

Bezpieczeństwo



KDO/KDH_002 Pas do przenoszenia chorych AM-P
Solidna i ergonomiczna budowa oraz duża wytrzymałość ułatwia opiekunowi codzienną pielęgnację chorego.



KDO/KDH_014
Płozy przeciwwywrotne
Demontowalne, z regulacją długości, zabezpieczają przed wywróceniem się do tyłu. Po ich odwróceniu krzesełko spełnia funkcję fotelika bujanego.

Odcienie kolorystyczne mogą różnić się od prezentowanych na zdjęciach. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w wyrobach, bez aktualizacji katalogu.
Zawsze aktualna oferta na naszej stronie internetowej.

Wersja 9/08/2021