FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:




KIDOO HOME™

Rozmiary	Kolor tapicerki medycznej MEDICUS™	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1	 **MED SEA**		
Rozmiar 2			
Rozmiar 3			
Rozmiar 4			
Rozmiar 5			

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

* **UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 - 100	90 - 115	100 - 130	110 - 150	120 - 160
A/E	Szerokość siedziska /oparcia	[cm]	23	26,5	31	35	42
L	Głębokość siedziska	[cm]	18 - 23,5	22,5 - 30	24,5 - 34,5	31 - 41	36 - 47
C_1	Wysokość oparcia	[cm]	26	31	35	40	44
F	Wysokość siedziska od podłoża	[cm]	19,5 - 26	24 - 31,5	27,5 - 36,5	33 - 44	36 - 49
Z	Kąt pochylenia oparcia	[°]	90 – 116	90 – 116	90 – 116	90 – 116	90 – 116
	Max. waga użytkownika	[kg]	20	30	40	55	70

Wymiary i waga sprzętu						
Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	34	37	42	47	55
Długość	[cm]	37,5	41	53	58	66
Wysokość	[cm]	48	56	63	75	81
Waga	[kg]	5	6,5	8	11	14

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Siedzisko z regulacją głębokości	✓
Oparcie z regulacją kąta pochylenia	✓
Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia	✓
Kamizelka 4-punktowa(1)	✓
Rączka do prowadzenia	✓
Zagłówek HexagonPro™	✓
Baza jezdna z podnóżkiem z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy	✓
Tapicerka medyczna MEDICUS™: MED SEA	✓


(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Liczba**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
KDH_014	Płozy przeciwwywrotne		KDH 1 2 3 4 5	2	Dodatkowo		○
Stabilizacja							
KDH_101	Pasy odwodzące uda		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
KDH_107	Pas biodroy		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
KDH_114	Kamizelka H[1][2]		KDH 1 2 3 4 5	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
KDH_125	Kamizelka pełna 6-punktowa[1] (do wyczerpania zapasów)		XL	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
KDH_128	Regulowany klin międzyudowy[2]		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
(1) W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z KAMIZELKI, KONIECZNE JEST ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA STABILIZUJĄCEGO MIEDNICĘ. STANOWI TO ZABEZPIECZENIE PRZED ZSUNIĘCIEM SIĘ UŻYTKOWNIKA Z SIEDZISKA ORAZ UCISKIEM GÓRNEJ KRAWĘDZI KAMIZELKI NA SZYJĘ UŻYTKOWNIKA.
(2) AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPŁATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

KDH_134	Poduszki zawężające siedzisko o 6 cm[2]		KDH 1 2 3 4 5	2	-		○
KDH_137	Poduszki zawężające siedzisko o 10 cm[2]		KDH 1 2 3 4 5	2	-		○
KDH_154	Separator kolan[2]		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
KDH_155	Peloty piersiowe[2]		KDH 1 2 3 4 5	2	-		○
KDH_161/1	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 21 – 24, długość stopy 13 – 15 cm)		KDH 1 2 3 4 5	2	-		○
KDH_161/2	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 25 – 27, długość stopy 15 – 17 cm)						○
KDH_161/3	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 27 – 31, długość stopy 17 – 19,5 cm)						○
KDH_161/4	Sandałki stabilizujące stopy i stawy skokowe (rozm. 31 – 35, długość stopy 19,5 – 22,5 cm)						○
KDH_162/1	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XS, obwód kostki 14 – 17 cm)***		KDH 1 2 3 4 5	1 komplet	-		○
KDH_162/2	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. S, obwód kostki 16,5 – 20 cm)***						○
KDH_162/3	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. M, obwód kostki 19 – 23,5 cm)***						○
KDH_162/4	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. L, obwód kostki 23 – 28 cm)***						○
KDH_162/5	Dynamiczne stabilizatory kostek (FP-22) (rozm. XL, obwód kostki 26,5 – 33 cm)***						○
KDH_168	Zagłówek VisoPro™ z dynamicznym pasem podtrzymującym głowę		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
KDH_178	Dynamiczny pas podtrzymujący głowę		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○

(2) AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE W KOLORACH OPCJONALNYCH TAPICERKI ZA DOPŁATĄ 20%. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.
*** CENY WYPOSAŻENIA NIE PODLEGAJĄ RABATOWANIU.

Komfort							
KDH_403	Stolik		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
KDH_453	Poduszka PA-VM-15 (Poduszka siedziska z wałkiem pełna)****		KDH 1 2 3 4 5	1	-		○
Rozbudowa							
KDH_616	Podnóżek z 2-punktowymi paskami stabilizującymi stopy		KDH 1 2 3 4 5	1	Dodatkowo		○
Tapicerka dodatkowa							
KDH_725	Tapicerka medyczna MEDICUS™(5)		KDH 1 2 3 4 5	1	**MED SKIN** (zamiast)		○
					**MED RED** (zamiast)		○
					**MED LILAC** (zamiast)		○
					**MED GREEN** (zamiast)		○
					**MED GRAY** (zamiast)		○

**** Zastosowanie poduszki siedziska z wałkiem pełnej uniemożliwia montaż regulowanego klina międzyudowego KDH_128 oraz separatora kolan KDH_154.
(5) CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**