FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



LUNAR®


Konfiguracja	Rozmiar	Kolor	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
LUNAR® (konfiguracja I)	Rozmiar 1			
	Rozmiar 2			
	Rozmiar 3			
LUNAR PRO® (konfiguracja II)	Rozmiar 1			
	Rozmiar 2			
	Rozmiar 3			
LUNAR PRO MAX® (konfiguracja III)	Rozmiar 1			
	Rozmiar 2			
	Rozmiar 3			

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 16/06/2026

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	75 – 100	95 – 125	120 – 150
A	Wysokość obejmy piersiowej***	[cm]	57 – 79	69 – 91	82 – 108
B	Wysokość obejmy biodrowej***	[cm]	39 – 62	50 – 70	62 – 82
A_1/B_1	Szerokość obejmy piersiowej / biodrowej	[cm]	14 – 22	16 – 22	20 – 26
A_2/B_2	Obwód obejmy piersiowej / biodrowej	[cm]	55 – 68	60 – 73	67 – 85
C	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	14 – 24	16 – 28	16 – 30
C_1	Wysokość pelot kolanowych***	[cm]	12 – 28	24 – 40	32 – 48
D	Wysokość stolika***	[cm]	48 – 75	59 – 87	73 – 104
D_1	Kąt pochylenia stolika	[°]	-20 – 20	-15 – 15	-10 – 10
E	Rozstaw stopek	[cm]	13 – 34	13 – 36	13 – 42
E_1	Długość stopek	[cm]	19	23	23
E_2	Kąt odwiedzenia kończyn dolnych	[°]	dla dziecka 75 cm – 50 dla dziecka 100 cm – 30	dla dziecka 95 cm – 40 dla dziecka 125 cm – 30	dla dziecka 125 cm – 35 dla dziecka 150 cm – 25
F	Kąt pochylenia pionizatora	[°]	-20 – 0, 0 – 20	-15 – 0, 0 – 15	-10 – 0, 0 – 10
G	Wysokość zagłówka	[cm]	70 – 98	86 – 113	105 – 140
	Max. Waga użytkownika	[kg]	35	45	55


Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3
Szerokość	[cm]	59	64	69
Długość	[cm]	76 – 83	86 – 93	95 – 102
Wysokość	[cm]	61 – 88 (konfiguracja 1) 70 – 92 (konfiguracja 2) 83 – 111 (konfiguracja 3)	71 – 100 (konfiguracja 1) 83 – 105 (konfiguracja 2) 98 – 126 (konfiguracja 3)	84 – 115 (konfiguracja 1) 93 – 119 (konfiguracja 2) 116 – 151 (konfiguracja 3)
Waga	[kg]	17 (konfiguracja 1) 18,1 (konfiguracja 2) 19,7 (konfiguracja 3)	18,6 (konfiguracja 1) 19,8 (konfiguracja 2) 21,6 (konfiguracja 3)	21,2 (konfiguracja 1) 22,6 (konfiguracja 2) 24,7 (konfiguracja 3)

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Wysokość mierzona od stopek.

Wersja: 16/06/2026

Wyposażenie standardowe	
Wyposażenie standardowe LUNAR® (konfiguracja I)	
	Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami
	Mechanizm pochylenia pionizatora
	Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami z paskami stabilizującymi
	Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym
	Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy
	Stolik
Wyposażenie standardowe LUNAR PRO® (konfiguracja II)	
	Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami
	Mechanizm pochylenia pionizatora
	Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami z paskami stabilizującymi
	Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym
	Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy
	Stolik
	Regulowana obejma piersiowa z funkcją rotowania klatki piersiowej
Wyposażenie standardowe LUNAR PRO MAX® (konfiguracja III)	
	Stelaż z kołami jezdnymi z hamulcami
	Mechanizm pochylenia pionizatora
	Niezależnie regulowane stabilizatory stóp z bandami z paskami stabilizującymi
	Peloty kolanowe z systemem okołorzepkowym
	Regulowana obejma biodrowa z funkcją rotacji miednicy
	Stolik
	Regulowana obejma piersiowa z funkcją rotowania klatki piersiowej
	Stelaż z zagłówkiem VisoPro™ i dynamicznym pasem podtrzymującym głowę

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Stabilizacja							
LNR_189	Platforma wyrównująca skrócenie kończyny		10 mm	1	-		○
			20 mm	1	-		○
			30 mm	1	-		○
Komfort							
LNR_424	Pochwyty rąk		LNR 1 2 3	2	-		○
LNR_430	Odbojniki****		LNR 1 2 3	4	-		○
LNR_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		LNR 1 2 3	1	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką VAT 8%. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka VAT 23%, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
**** ZAPYTAJ DZIAŁ HANDLOWY CZY WERSJA WYROBU JEST KOMPATYBILNA Z AKCESORIUM. ELEMENT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**