# LIW CARE TECHNOLOGY

## FORMULARZ ZAMÓWIENIA

WÓZKI SPECJALNE

LIWCARE.PL

## BALTO

| | |
|---|---|
| **Numer zamówienia LIW:** | **Data:** |
| **Dystrybutor:**<br><br>**Detaliczna cena konfiguracji produktu:**<br>**R:** | **Adres i email do RODO:**<br><br>**RODO** ◯ **TAK** ◯ **NIE** |
| **Dane do faktury:**<br>Adres:<br><br>NIP: | |
| **Dane do wysyłki:**<br>Adres:<br>Tel.<br>Dodatkowe informacje: | |
| **Cena opcji standardowej brutto (STD):**<br>**Rozmiar 1 – 11 000 PLN** ◯ | |
| **Rozmiar 2 – 11 000 PLN** ◯ | |
| **Rozmiar 3 – 11 500 PLN** ◯ | |



| Akcesorium | Kod | Kolor | Balto rozmiar 1 | Balto rozmiar 2 | Balto rozmiar 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tapicerka** | U25 | Miętowy | ◯ | ◯ | ◯ |
| **Tapicerka** | U26 | Pastelowy róż | ◯ | ◯ | ◯ |
| **Tapicerka** | U27 | Granatowy jeans | ◯ | ◯ | ◯ |
| **Tapicerka** | U28 | Migdałowy beż | ◯ | ◯ | |

| Akcesorium | Kod | Kolor |
|---|---|---|
| **Rama Rączka/Barierka** | T | Szampański Brązowy ◯ |
| **Rama Rączka/Barierka** | B | Czarna ◯ |

| Akcesorium | Kod | Rodzaj |
|---|---|---|
| **Koła** | BALT-R-04-1 | Pełne ◯ |
| **Koła** | BALT-R-04-2 | Pompowane ◯ |

| PODSTAWOWE PARAMETRY (cm) | ROZMIAR | Balto rozmiar 1 | Balto rozmiar 2 | Balto rozmiar 3 |
|---|---|---|---|---|
| Głębokość siedziska | A | 15-30 | 22-37 | 30-45 |
| Długość pleców | B | 50-63 | 59-75 | 61-82 |
| Rozstaw pelot miednicy (szer. siedziska) | C | 17-30 | 17-30 | 22-38 |
| Wychylenie do tyłu | | 4° - 49° | 4° - 49° | 4° - 49° |
| Kąt oparcia pleców | | 90° - 160° | 90° - 160° | 90° - 160° |
| Wysokość podnóżka | | 16-31 | 16-38 | 16-42 |
| Długość x szerokość podstawy | | 78 x 63,5 | 78 x 63,5 | 78 x 69,5 |
| Średnica kół przód/tył | | 19/29 | 19/29 | 19/29 |
| Maksymalne obciążenie wózka | | 60 kg | 60 kg | 60 kg |



WYCZYŚĆ

| Kod | Rys. | Nazwa | Komentarz | Ilość | Cena (PLN) |
|---|---|---|---|---|---|
| BALT-1<br>BALT-2<br>BALT-3 | - | Rama z kołami wraz ze składanym, regulowanym siedziskiem, które można przepinać przodem oraz tyłem do kierunku jazdy | | 1 | STD |
| BALT-A-01<br>BALT-A-02 | 1 | Rączka do prowadzenia | | 1 | STD |
| BALT-A-02 | 3 | Osłony boczne | | 2 | STD |
| BALT-V-01-S<br>BALT-V-01-M<br>BALT-V-01-L | 5 | Kamizelka stabilizująca pełna<br>Rozmiar S ○ M ○ L ○ | | 1 | STD |
| BALT-V-02-S<br>BALT-V-02-M<br>BALT-V-02-L | 6 | Kamizelka dzielona z klamrą<br>Rozmiar S ○ M ○ L ○ | | | |
| BALT-B-01-S<br>BALT-B-01-M<br>BALT-B-01-L | 8 | Pasy stabilizujące miednicę (pojedyncze)<br>Rozmiar S ○ M ○ L ○ | | 1 | STD |
| BALT-B-02-S<br>BALT-B-02-M<br>BALT-B-02-L | 9 | Pasy stabilizujące miednicę (majtki)<br>Rozmiar S ○ M ○ L ○ | | | |
| BALT-A-04 | 10 | Torba podramowa | | 1 | STD |
| BALT-A-03 | 15 | Barierka bezpieczeństwa (zgodna z kolorem rączki do prowadzenia) | | 1 | STD |
| BALT-F-01-1 | 11 | Podnóżek prosty ○ | | 1 | STD |
| BALT-F-01-2 | 12 | Podnóżek skośny ○ | Dopłata | | 300 |

**DODATKOWE PŁATNE AKCESORIA**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALT-A-15-1 | - | Uchwyty transportowe | | 4 | 1000 | ☐ |
| BALT-A-16 | 21 | Zagłówek rogaty (kolor czarny) | | 1 | 1000 | ☐ |
| BALT-H-01 | 2 | Peloty głowy | | 2 | 600 | ☐ |
| BALT-A-05 | 13 | Budka | | 1 | 1000 | ☐ |
| BALT-A-06 | 14 | Zagłówek anatomiczny (kolor czarny) | | 1 | 700 | ☐ |
| BALT-L-01-1<br>BALT-L-01-2<br>BALT-L-01-3 | 4 | Peloty piersiowe<br>Rozmiar 1 ○ 2 ○ 3 ○ | | 2 | 1500 | ☐ |
| BALT-C-01 | 7 | Peloty biodrowe | | 2 | 1500 | ☐ |
| BALT-T-01 | 16 | Stolik | | 1 | 1000 | ☐ |
| BALT-A-07 | 17 | Klin (kolor czarny) | | 1 | 300 | ☐ |
| BALT-B-03 | - | Pasy odwodzące uda | | 2 | 250 | ☐ |
| BALT-A-08 | 18 | Półka na respirator | wyklucza torbę podramową | 1 | 800 | ☐ |
| BALT-F-02-1<br>BALT-F-02-2 | 19 | Sandały z paskami<br>Rozmiar 1 ○ 2 ○ | Pasują wyłącznie do podnóżka prostego, 4 paski do sandałów | 2 | 500 | ☐ |
| BALT-A-09 | - | Nakładka podwyższająca o 3 cm platformę podnóżka prostego | wyklucza sandały | 1 | 150 | ☐ |
| BALT-A-10 | - | Śpiwór + rękawiczki (kolor czarny) | 1+ 1 para rękawic | 1 | 800 | ☐ |
| BALT-A-11 | - | Folia przeciwdeszczowa | | 1 | 150 | ☐ |
| BALT-A-12 | - | Dodatkowa kompletna tapicerka z wyłączeniem budki<br>Miętowy ○<br>Pastelowy róż ○<br>Granatowy jeans ○<br>Migdałowy beż [Wyłącznie dla rozmiaru 1,2] ○ | | 1 | 1800 | ☐ |
| BALT-A-13 | 20 | Zabezpieczenie łydek | | 1 | 250 | ☐ |

WYCZYŚĆ


**Rysunki/zdjęcia**

**1**




**Rączka do prowadzenia**

**2**




**Peloty głowy** (wys. x głęb.)
Dla rozmiaru 1: 12 x 12 cm
Dla rozmiaru 2: 13,5 x 13 cm
Dla rozmiaru 3: 17 x 14 cm

**3**



**Osłony boczne** (wys. x głęb.)
Dla rozmiaru 1: 26,5 x 10 cm
Dla rozmiaru 2: 26,5 x 10 cm
Dla rozmiaru 3: 34 x 15 cm


**4**



**Peloty piersiowe**

Rozmiar 1 (wys. x głęb.): 10 x 12 cm
Rozmiar 2 (wys. x głęb.): 11,5 x 15,5 cm
Rozmiar 3 (wys. x głęb.): 15 x 18 cm


**5**




**Kamizelka**

| S | M | L |
|---|---|---|
| A - 26 cm | A - 31 cm | A - 39 cm |
| B - 17 cm | B - 20 cm | B - 25 cm |
| C - 14 cm | C - 16 cm | C - 20 cm |
| D - 8,5 cm | D - 8,5 cm | D - 8,5 cm |
| E - 15 cm | E - 19 cm | E - 29 cm |


**6**




**Kamizelka z klamrą**

| S | M | L |
|---|---|---|
| A-32 | A-35 | A-48 |
| B-22 | B-28 | B-33 |
| C-18 | C-19 | C-24 |
| D-19 | D-21 | D-27 |


**7**



**Peloty biodrowe (wys. x głęb.):**

Dla rozmiaru 1: 14 x 24 cm
Dla rozmiaru 2: 15 x 24 cm
Dla rozmiaru 3: 17 x 33 cm


**8**




**Pasy stabilizujące miednicę (pojedyncze)**

| S | M | L |
|---|---|---|
| A-31 cm | A-35 cm | A-45 cm |
| B-8 cm | B-8 cm | B-10 cm |

**9**




**Pasy stabilizujące miednicę (majtki)**


| S [+/-1 cm] | M[+/-1 cm] | L [+/-1 cm] |
|---|---|---|
| A-32 cm | A-36 cm | A-40 cm |
| B-25,5 cm | B-29 cm | B-31,5 cm |
| C-27 cm | C-28,5 cm | C-29,5 cm |
| D-9 cm | D-9 cm | D-11 cm |

**10**



**Torba podramowa**


**11**



**Podnożek prosty** (szer. x głęb.)

Dla rozmiaru 1: 31 x 19 cm
Dla rozmiaru 2: 31 x 19 cm
Dla rozmiaru 3: 35 x 20 cm

**12**





**Podnóżek skośny** kąt: 11°

**13**




**Budka**

**14**




**Zagłówek anatomiczny**

**15**




**Barierka bezpieczeństwa**

**16**




**Stolik**
Dla rozmiaru 1: 43 x 42 cm
Dla rozmiaru 2: 43 x 42 cm
Dla rozmiaru 3: 56 x 53 cm

**17**




**Klin**
Wysokość: 10 cm
Szerokość: 5,5 - 9 cm
Głębokość: 10,5 cm

**18**




**Półka na respirator**
Dla rozmiaru 1: 19 x 44 cm
Dla rozmiaru 2: 19 x 44 cm
Dla rozmiaru 3: 19 x 50 cm

**19**




**Sandały z paskami (dł. x szer.)**
Rozmiar 1: 18 x 9 cm
Rozmiar 2: 22 x 12 cm

**20**



**Zabezpieczenie łydek**
Dla rozmiaru 1: 24 x 47 cm
Dla rozmiaru 2: 24 x 47 cm
Dla rozmiaru 3: 28 x 53 cm

**21**




**Zagłówek rogaty**
A - 40 cm
B - 25 cm
H - 15 cm