FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



ASTRIDE PRO MAX™


Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		✓

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 11/06/2026

Tabla rozmiarowa



Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	130 – 160	
A	Wysokość pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	92 – 125	
B	Szerokość pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	20 – 45	
	Obwód pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	70 – 130	
C	Wysokość pasa biodrowego	[cm]	56 – 99	
D	Szerokość pasa biodrowego	[cm]	20 – 45	
	Obwód pasa biodrowego	[cm]	70 – 130	
E	Wysokość pelot kolanowych	[cm]	32 – 75	
F	Rozstaw między środkiem pelot kolanowych	[cm]	20 – 50	
H	Wysokość stolika	[cm]	84 – 104	
I	**Szerokość stopki*** **	**[cm]**	**10 (rozmiar M)**	○
			11 (rozmiar L)	○
J	Rozstaw między środkiem stopek	[cm]	13 – 63	
K	**Długość stopki*** **	**[cm]**	**23 (rozmiar M)**	○
			26 (rozmiar L)	○
	Max. Waga użytkownika	[kg]	90	

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1
Szerokość	[cm]	80
Długość	[cm]	87
Wysokość	[cm]	106 – 138
Wysokość do stolika	[cm]	99 – 119
Waga (wyposażenie standardowe)	[kg]	18
Waga (z obejmą piersiową)	[kg]	20

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Pionizator standardowo wyposażony w stopki w rozmiarze M z możliwością ich zamiany na rozmiar L podczas składania zamówienia. Możliwość dokupienia stopek dodatkowo.

Wyposażenie standardowe



Stolik z płynną regulacją wysokości

Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy****

Peloty kolanowe z miękkim systemem okołorzepkowym, niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, niezależnie regulowany rozstaw

Płynna i bezpunktowa regulacja kolumny pionizatora, wspomagana sprężyną gazową


Stabilizatory stóp regulowane za pomocą zacisków regulacyjnych

Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie stóp w pożądanym odwiedzeniu z regulacją głębokości

Koła skrętne z niezależnymi hamulcami

Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie stóp w pożądanym odwiedzeniu z regulacją głębokości	✓
Stabilizatory stóp regulowane za pomocą zacisków regulacyjnych	✓
Płynna i bezpunktowa regulacja kolumny pionizatora, wspomagana sprężyną gazową	✓
Peloty kolanowe z miękkim systemem okołorzepkowym, niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, niezależnie regulowany rozstaw	✓
Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy****	✓
Stolik z płynną regulacją wysokości	✓
Koła skrętne z niezależnymi hamulcami	✓

**** ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIE PASA BIODROWEGO LUB PASA PIERSIOWEGO W WERSJI TAPICERKI MEDYCZNEJ PureMed™ - DOPŁATA 1070 PLN DO KAŻDEGO PASA.

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Stabilizacja							
ASTPROMAX_176	Pas piersiowy z funkcją rotowania klatki piersiowej z zestawem mocującym****		ASTPROMAX 1	1	-		○
ASTPROMAX_189	Platforma wyrównująca skrócenie kończyny		10 mm	1	-		○
			20 mm	1	-		○
			30 mm	1	-		○
Komfort							
ASTPROMAX_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		ASTPROMAX 1	1	-		○
Części zamienne							
ASTPROMAX_726	Stopki		M	2	Dodatkowo		○
			L	2	Zamiast		○
			L		Dodatkowo		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%,** co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
**** ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIE PASA BIODROWEGO LUB PASA PIERSIOWEGO W WERSJI TAPICERKI MEDYCZNEJ PureMed™ - DOPŁATA 1070 PLN DO KAŻDEGO PASA.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**