FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



ASTRIDE PRO™


Rozmiar	Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
Rozmiar 1		✓

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 08/06/2026

Tabla rozmiarowa




Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	
W	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	90 – 130	
A	Wysokość pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	67 – 97	
B	Szerokość pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	16 – 38	
	Obwód pasa piersiowego (akcesoria)	[cm]	54 – 96	
C	Wysokość pasa biodrowego	[cm]	43 – 75	
D	Szerokość pasa biodrowego	[cm]	16 – 38	
	Obwód pasa biodrowego	[cm]	54 – 98	
E	Wysokość pelot kolanowych	[cm]	23 – 54	
F	Rozstaw między środkiem pelot kolanowych	[cm]	16 – 43	
H	Wysokość stolika	[cm]	61 – 81	
I	**Szerokość stopki*** **	**[cm]**	**8 (rozmiar S)**	○
			10 (rozmiar M)	○
J	Rozstaw między środkiem stopek	[cm]	12 – 63	
K	**Długość stopki*** **	**[cm]**	**19 (rozmiar S)**	○
			23 (rozmiar M)	○
	Max. Waga użytkownika	[kg]	50	

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1
Szerokość	[cm]	70
Długość	[cm]	74
Wysokość	[cm]	88 – 118
Wysokość do stolika	[cm]	82 – 102
Waga	[kg]	19



UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
*** Pionizator standardowo wyposażony w stopki w rozmiarze S z możliwością ich zamiany na rozmiar M podczas składania zamówienia. Możliwość dokupienia stopek dodatkowo.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Podest ze skalą odwiedzenia stóp	✓
Szyny derotacyjne pozwalające na ustawienie stóp w pożądanym odwiedzeniu	✓
Stabilizatory stóp z bandami i paskami zabezpieczającymi	✓
Kolumna pionizatora - płynnie i bezpunktowo regulowana na wysokość, wspomagana sprężyną gazową	✓
Peloty kolanowe z miękkim systemem okołorzepkowym, niezależnie regulowane na wysokość, głębokość, niezależnie regulowany rozstaw	✓
Pas biodrowy z funkcją rotowania miednicy****	✓
Stolik z płynną regulacją wysokości	✓
Koła skrętne z niezależnymi hamulcami	✓

**** ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA PASA BIODROWEGO LUB PASA PIERSIOWEGO W WERSJI TAPICERKI MEDYCZNEJ PureMed™ - DOPŁATA 1070 PLN DO KAŻDEGO PASA.

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Stabilizacja							
ASTPRO_176	Pas piersiowy z funkcją rotowania klatki piersiowej z zestawem mocującym****		ASTPRO 1	1	-		○
ASTPRO_189	Platforma wyrównująca skrócenie kończyny		10 mm	1	-		○
			20 mm	1	-		○
			30 mm	1	-		○
Komfort							
ASTPRO_466	Podkładka antymigracyjna na stolik		ASTPRO 1	1	-		○
Części zamienne							
ASTPRO_726	Stopki		S	2	Dodatkowo		○
			M	2	Zamiast		○
					Dodatkowo		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
**** ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA PASA BIODROWEGO LUB PASA PIERSIOWEGO W WERSJI TAPICERKI MEDYCZNEJ PureMed™ - DOPŁATA 1070 PLN DO KAŻDEGO PASA.

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**