FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

Wyzeruj formularz

Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955b
36-002 Jasionka
BDO: 000031619
tel. +48 17 864 04 70
mail: produkcja@akces-med.com

www.akces-med.com

Data i dane firmy zamawiającej:

Adres wysyłki:



SMART PRO™


Rozmiar	Kolory dostępne do wyczerpania zapasów *Zapytaj dział handlowy o dostępność kolorów tapicerek*		Kolory dostępne po wyczerpaniu zapasów kolorowych tapicerek *Zapytaj dział handlowy o dostępność kolorów tapicerek*		Cena netto (PLN)*	Pole wyboru
	Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™	Kolor ramy	Kolor tapicerki wodoodpornej HYDRO™	Kolor ramy		
Rozmiar 1						
Rozmiar 2						
Rozmiar 3						
Rozmiar 4						
Rozmiar 5						

Miejsce na adnotacje Działu handlowego

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.

Wersja: 08/07/2026

Tabla rozmiarowa




Symbol	Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
FH	Orientacyjny wzrost użytkownika**	[cm]	50 – 70	70 – 100	90 – 130	110 – 170	140 – 200
TT	Szerokość peloty biodrowej	[cm]	22	28	37	44	44
FT	Wysokość peloty biodrowej	[cm]	18 – 44	21 – 61	31 – 82	31 – 101	32 – 126
UU	Szerokość pasa piersiowego	[cm]	20	26	35	42	42
UU1	Szerokość pasa piersiowego z poduszkami zawężającymi	[cm]	15	20	27	32	32
FU	Wysokość peloty piersiowej	[cm]	42 – 57	57 – 77	72 – 99	87 – 122	108 – 147
	Obwód pasa biodrowego	[cm]	49 – 61	61 – 72	74 – 105	101 – 124	101 – 124
	Obwód pasa piersiowego	[cm]	50 – 62	61 – 76	74 – 105	95 – 125	95 – 125
KK	Rozstaw pelot kolanowych	[cm]	8 – 10,5	11 – 14	14 – 20	16,5 – 25	16,5 – 25
FK	Odległość stopek od pelot kolanowych	[cm]	6 – 30	7 – 45	8 – 57	9 – 79	9 – 94
K	Domyślny rozmiar stopki	[cm]	XS	1	2	3	3
UWAGA! Tabela rozmiarów stopek dostępna na kolejnej stronie. Możliwość zmiany rozmiaru podczas składania zamówienia - 160 PLN.							
	Max. Waga użytkownika	[kg]	35	55	75	95	95

Wymiary i waga sprzętu

Opis	Jednostka	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4	Rozmiar 5
Szerokość	[cm]	50	60	69	75	75
Długość	[cm]	71	79	98	108	108
Długość po złożeniu stolika	[cm]	63	70	87	91	91
Wysokość	[cm]	54 – 69	68 – 88	85 – 112	100 – 135	121 – 160
Wysokość po złożeniu stolika	[cm]	56	71	89	103	124
Waga	[kg]	10	12	20	24	25

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
UWAGA: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.
** Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.

Wymiary wewnętrzne stopek




Symbol	Pomiar	Jednostka	Rozmiar XS	Rozmiar S	Rozmiar 0	Rozmiar 1	Rozmiar 2	Rozmiar 3	Rozmiar 4
f	Długość	[cm]	16	19	16	19	23	26	30
f1	Szerokość tyłu	[cm]	8	8	7,5	7,5	8,5	9	11
f2	Szerokość przodu	[cm]	9	9,5	9	9,5	10	12	14,5

Tabela kompatybilności							
Rozmar pionizatora	Rozmiar stopek						
	XS	S	0	1	2	3	4
1	•	+	x	x	x	x	x
2	+	+	+	•	+	x	x
3	+	+	+	+	•	+	+
4	+	+	+	+	+	•	+
5	+	+	+	+	+	•	+

• - wyposażenie standardowe.
x - brak możliwości montażu.
+ - możliwość zamiany rozmiaru stopek za dopłatą podczas składania zamówienia.

Wyposażenie standardowe



Wyposażenie standardowe	
Nazwa	**Pole wyboru**
Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce	✓
Płynna i bezpunktowa regulacja wysokości pionizatora	✓
Obwodowy pas biodrowy UPRIGHT PRO™	✓
Obwodowy pas piersiowy UPRIGHT PRO™	✓
Płynnie i bezpunktowo regulowany stabilizator kolan z pelotami	✓
Stolik	✓
Stopki termoformowane z paskami stabilizującymi stopy. Rozmiary stopek będące wyposażeniem standardowym pionizatora: - SMART PRO™ 1 - rozmiar stopek XS (długość stopki 16 cm, szerokość 8 - 9 cm), - SMART PRO™ 2 - rozmiar stopek 1 (długość stopki 19 cm, szserokość 7,5 - 9,5 cm), - SMART PRO™ 3 - rozmiar stopek 2 (długość stopki 23 cm, szerokość 8,5 - 10 cm), - SMART PRO™ 4 - rozmiar stopek 3 (długość stopki 26 cm, szerokość 9 - 12 cm), - SMART PRO™ 5 - rozmiar stopek 3 (długość stopki 26 cm, szerokość 9 - 12 cm).	✓
UWAGA! Tabela rozmiarów stopek dostępna na poprzedniej stronie. Możliwość zmiany rozmiaru podczas składania zamówienia - 160 PLN.	

Akcesoria							
Kod produktu	**Nazwa**	**Zdjęcie**	**Rozmiar**	**Ilość**	**Opcja**	**Cena netto (PLN)***	**Pole wyboru**
Bezpieczeństwo							
SMDPRO_002	Pas do przenoszenia chorych AM-P[inf.]		SMDPRO 4 5	1	-		○
SMDPRO_015	Koło TANGO z hamulcem STOP (75 mm)		SMDPRO 1 2 3 4 5	wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
SMDPRO_016	Koło TANGO z hamulcem STOP (125 mm)		SMDPRO 1 2 3 4 5	wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
SMDPRO_020	Koło TANGO z hamulcem STOP (100 mm)		SMDPRO 1 2 3 4 5	wpisz ilość	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
Stabilizacja							
SMDPRO_111	Niezależnie regulowane peloty kolanowe		SMDPRO 1 2 3 4 5	2	-		○
SMDPRO_116	Dłuższy pas biodrowy***		SMDPRO 1 2 3 4 5	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
SMDPRO_159	Dłuższy pas piersiowy***		SMDPRO 1 2 3 4 5	1	Zamiast		○
					Dodatkowo		○
SMDPRO_189	Platforma wyrównująca skrócenie kończyny		10 mm	1	-		○
			20 mm	1	-		○
			30 mm	1	-		○

*** UWAGA!** Podane ceny netto objęte są stawką **VAT 8%**. W przypadku akcesoriów oraz części zamawianych osobno będzie naliczana stawka **VAT 23%**, co spowoduje wzrost ceny osobno zamawianych elementów.
*** ELEMENT DOSTĘPNY NA ZAMÓWIENIE. CZAS OCZEKIWANIA 30 DNI.
inf. PRZY ZAMÓWIENIU NALEŻY PODAĆ WYMIARY - OBWÓD W PASIE ORAZ OBWÓD UDA.

Części zamienne							
SMDPRO_726	Stopki termoformowane **rozmiar XS** (długość 16 cm, szerokość 8 - 9 cm)		SMDPRO 2 3 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 1 2 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar S** (długość 19 cm, szerokość 8 - 9,5 cm)		SMDPRO 1 2 3 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 1 2 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar 0** (długość 16 cm, szerokość 7,5 - 9 cm)		SMDPRO 2 3 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 2 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar 1** (długość 19 cm, szerokość 7,5 - 9,5 cm)		SMDPRO 3 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 2 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar 2** (długość 23 cm, szerokość 8,5 - 10 cm)		SMDPRO 2 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 2 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar 3** (długość 26 cm, szerokość 9 - 12 cm)		SMDPRO 3	2	Zamiast		
			SMDPRO 3 4 5		Dodatkowo		
	Stopki termoformowane **rozmiar 4** (długość 30 cm, szerokość 11 - 14,5 cm)		SMDPRO 3 4 5	2	Zamiast		
			SMDPRO 3 4 5		Dodatkowo		

Uwagi do zamówienia

Wyzeruj formularz **Zamów**