SMART PRO™

Pionizator statyczny



Innowacyjny wyrób medyczny z systemem płynnej regulacji bezpunktowej.

MD Wyrób medyczny klasy I

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

2023

www.akces-med.com

Opis produktu

SMART PRO™ to nowoczesne urządzenie umożliwiające pełną pionizację, charakteryzujące się łatwością obsługi, wysoką trwałością i stabilnością. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej, płynnej i bezpunktowej regulacji, zmniejszyliśmy ilość rozmiarów z 8 do 5, przy zachowaniu pełnego zakresu regulacji, jednocześnie zwiększając wygodę i personalizację urządzenia. **SMART PRO™** rośnie razem z użytkownikiem.

Pionizator statyczny **SMART PRO™** nie tylko zapewnia użytkownikowi poczucie bezpieczeństwa, ale także swobodę ruchów w obszarze kończyn górnych, zachęcając do aktywności i samodzielnego pokonywania ograniczeń ruchowych wynikających z urazów czy chorób.

Dodatkowo, dopasowanie pelot kolanowych oraz wysokości pionizatora odbywa się za pomocą płynnej i bezpunktowej regulacji, a to pozwala na szybkie przystosowanie wyrobu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Innowacyjny system **UPRIGHT PRO™** składa się z pasa piersiowego i pasa biodrowego, oferujących szerokie możliwości regulacji. Mocne taśmy velcro użyte w pasach gwarantują stabilność, bezpieczeństwo, oraz łatwą i szybką regulację. Pasa biodrowego zastosowano przemyślaną konstrukcję, umożliwiającą lepszą kontrolę nad rotacją miednicy i korekcję ustawienia użytkownika w płaszczyźnie czołowej poprzez płynne przesunięcie miednicy w bok (w prawo lub lewo), zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zintegrowane 4 małe koła skrętne z hamulcami umożliwiają łatwe przemieszczanie użytkownika, dodatkowo zwiększając funkcjonalność pionizatora **SMART PRO™**.

Wskazania do stosowania

- Choroby zwyrodnieniowe i reumatyczne stawów,
- Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego o różnej etiologii z niedowładami kończyn dolnych, niedowładami czterokończynowymi, ciężkimi zaburzeniami równowagi i koordynacji ruchów,
- Zaawansowane choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane – SM, stwardnienie zanikowe boczne – SLA i inne),
- Przepuklinę oponowo-rdzeniową,
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – różne postacie,
- Choroby mięśni (dystrofię, miastenię, zapalenie wielomięśniowe),
- Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn,
- Choroby zwyrodnieniowe i metaboliczne układu nerwowego,
- Po urazach, po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych lub urazach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego z niedowładami i porażeniami, szczególnie z niedowładami czterokończynowymi (jako etap procesu rehabilitacyjnego lub stałe zaopatrzenie ortopedyczne).



Szczególne zalety

Płynna i bezpunktowa regulacja
Elementy wyrobu pracują między sobą ze zmniejszonym oporem.

Cicha praca
Praca pomiędzy płynnie regulowanymi elementami jest znacznie cichsza w porównaniu do standardowych rozwiązań.

Zwiększona wytrzymałość
Dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji, praca elementów jest o dużo sprawniejsza, co przekłada się na zminimalizowanie niepożądanych mikroruchów regulowanych elementów.

Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.

Stabilna konstrukcja
Urządzenie zapewnia właściwą stabilizację i bezpieczeństwo użytkownika.

Łatwa obsługa
Intuicyjny sposób regulacji oraz prosty montaż.



Regulowane stabilizatory stóp

Regulowane stabilizatory stóp z niezależną regulacją.



Peloty kolanowe 3D

Peloty kolanowe 3D, ergonomiczne, regulowane w 3 różnych płaszczyznach, zapewniają więcej komfortu podczas użytkowania.



Płynna i bezpunktowa regulacja

Błyskawiczne dopasowanie produktu do użytkownika dzięki zastosowaniu płynnej i bezpunktowej regulacji.







System UPRIGHT PRO™


System UPRIGHT PRO™ – składa się z pasa piersiowego i pasa biodrowego o bardzo szerokich zakresach regulacji. Pasy zapewniają przyjęcie właściwej pozycji w urządzeniu.

Wyposażenie standardowe



Istotne pomiary



Rozmiary	Szerokość peloty piersiowej	Szerokość peloty biodrowej	Wysokość peloty piersiowej	Wysokość peloty biodrowej	Obwód pasa piersiowego	Obwód pasa biodrowego	Wysokość pelot kolanowych*	Orientacyjny wzrost użykownika**	Max. Waga użytkownika
Rozmiar 1	20 cm	22 cm	41 - 56 cm	18 - 44 cm	50 - 64 cm	49 - 61 cm	11 - 35 cm	50 - 70 cm	35 kg
Rozmiar 2	20 - 26 cm	28 cm	56 - 76 cm	24 - 68 cm	64 - 76 cm	61 - 80 cm	12 - 57 cm	70 - 100 cm	55 kg
Rozmiar 3	26 - 35 cm	37 cm	71 - 98 cm	28 - 86 cm	80 - 105 cm	80 - 105 cm	14 - 78 cm	90 - 130 cm	75 kg
Rozmiar 4	35 - 42 cm	44 cm	86 - 121 cm	30 - 107 cm	95 - 125 cm	101 - 124 cm	14 - 96 cm	110 - 170 cm	95 kg
Rozmiar 5	42 cm	44 cm	106 - 145 cm	33 - 129 cm	95 - 125 cm	101 - 124 cm	14 - 98 cm	140 - 200 cm	95 kg

Wymiary i waga sprzętu

Rozmiar	Szerokość	Długość	Wysokość	Waga
Rozmiar 1	50 cm	63 cm	55 cm	10 kg
Rozmiar 2	60 cm	70 cm	75 cm	13 kg
Rozmiar 3	70 cm	87 cm	92 cm	20 kg
Rozmiar 4	78 cm	91 cm	92 cm	24,4 kg
Rozmiar 5	78 cm	91 cm	110 cm	26 kg

* Wysokość pelot kolanowych zależy od wysokości stolika.
**Wzrost nie powinien być podstawą doboru urządzenia.
Uwaga: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.
Uwaga: Wartość orientacyjna, zależna od konfiguracji wyrobu.