
Shark







Wózek Shark to nowoczesny, spacerowy wózek inwalidzki dla dzieci, zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie małych pasażerów. Dzięki szerokim możliwościom regulacji, od kąta nachylenia siedziska po dopasowanie pelot stabilizujących zapewnia optymalne podparcie i wygodę użytkownika.

Lekka, składana konstrukcja ułatwia transport, a solidne koła i hamulce gwarantują stabilność oraz łatwość manewrowania. To idealne rozwiązanie dla rodziców i opiekunów, którzy szukają funkcjonalnego wózka do codziennego użytkowania.

Posiada wszystkie elementy niezbędne do codziennego użytku, takie jak podpórki pod głowę i tułów, podnóżek oraz stolik. Aby pogoda Cię nie zaskoczyła, wyposażony jest także w śpiwór zimowy i folię przeciwdeszczową.

Wózek Shark występuje w dwóch rozmiarach.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

KOLORYSTYKA

FUNKCJONALNOŚCI



Wąska rama oraz solidne koła ułatwiają manewrowanie wózkiem.



Wkładki redukujące szerokość i głębokość wózka pozwalają dopasować parametry wózka do wzrostu dziecka.



Niezależnie regulowane peloty piersiowe oraz głowy.



Regulowany kąt oparcia pleców od 90 do 150 stopni oraz siedziska (tilt) w zakresie od 0 do 25 stopni.



Składane siedzisko wraz z ramą, bez konieczności wypinania.



Możliwość zmiany kierunku jazdy (przód/tył).

DANE TECHNICZNE	ROZMIAR I	ROZMIAR II
Długość pleców	54 cm	61 cm
Głębokość siedziska	18 ÷ 23 cm	26 ÷ 32 cm
Szerokość siedziska (rozstaw pelot miednicy)	22, 26, 32 cm	26, 32 cm
Kąt oparcia pleców	90° ÷ 150°	90° ÷ 150°
Wychylenie do tyłu (tilt)	0° ÷ 25°	0° ÷ 25°
Maksymalna waga Pacjenta	40 kg	40 kg



Producent i reklamodawca: LIW Care Technology Sp. z o.o.