Formularz zamówienia

Netti III EL



Zamawiający

Nr zamówienia
(bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

☐	S.18.01.00	Wózek inwalidzki spacerowy bierny dla dorosłych.
☐	S.20.01.01	Wózek inwalidzki spacerowy dla dzieci.

1 Wersja wózka

☒	standard	Cena wersji standardowej Netti III EL; waga użytkownika do 160kg (135kg w przypadku, gdy nie zamawiany jest kod D21072 ELEKTRYCZNA REGULACJA KĄTA SIEDZISKA) .; waga wózka od 39kg.; długość całkowita wózka z podnóżkami 1020mm; wzrost użytkownika do 185cm	19 900,00 zł

☐		**wózek będzie transportowany w środkach komunikacji wraz z Użytkownikiem; zalecana opcja kod D20824**	
☐	D20824	przedłużona rama wózka z wydłużonymi kółkami podporowymi; opcja OBOWIĄZKOWA w przypadku zamówienia wózka z DYNAMIC SYSTEM	700,00 zł
☐	D41074	uchwyty do mocowania wózka w środkach transportu	350,00 zł

1a Elektryczne regulacje wózka

☐	D41123	uchwyt pilota montowany po stronie prawej **W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM MONTAŻ ZA POMOCĄ SPECJALNEGO ADAPTERA**	- zł
☐	D41124	uchwyt pilota montowany po stronie lewej **W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA Z STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM MONTAŻ ZA POMOCĄ SPECJALNEGO ADAPTERA**	- zł

☐	D21071	elektryczna regulacja kąta podnóżków	2 400,00 zł
☐	D21072	elektryczna regulacja kąta siedziska	1 800,00 zł
☐	D21073	elektryczna regulacja kąta oparcia pleców	1 900,00 zł

2 Szerokość siedziska

☐	D20035EL	szerokość siedziska 350mm	- zł
☐	D20038EL	szerokość siedziska 380mm	
☐	D20040EL	szerokość siedziska 400mm	
☐	D20043EL	szerokość siedziska 430mm	
☐	D20045EL	szerokość siedziska 450mm	
☐	D20050EL	szerokość siedziska 500mm	
☐	D20055EL	szerokość siedziska 550mm	1 900,00 zł
☐	D20060EL	szerokość siedziska 600mm	1 900,00 zł

⚠ **Szerokość siedziska:** wymiar płyty siedziska; wymiar między boczkami + 10mm

⚠ **Szerokość całkowita wózka:** +220mm (z kołami standardowymi); +210mm z kołami 16" i 12" z hamulcami bębnowymi

2a Szerokość siedziska (opcje dodatkowe)

☐	D22149	poduszki boczne wypełniające siedzisko w celu pomniejszenia szerokości o 2x25mm	300,00 zł
☐	D40501	adaptery poszerzenia szerokości siedziska między boczkami o +12mm na stronę dla kół standardowych; **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450MM**	1 500,00 zł
☐	D40502	adaptery poszerzenia szerokości siedziska między boczkami o +12mm na stronę dla kół z hamulcami bębnowymi dla opiekuna; **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450MM**	1 500,00 zł

3 Głębokość siedziska

D58002	regulowana płynnie w zakresie	☐ 400mm ☐ 425mm ☐ 450mm ☐ 475mm ☐ 500mm	- zł
D22222	głębokość siedziska z wydłużoną ramą tylną, komfortową płytą siedziska (w przypadku szerokości siedziska 550 i 600mm - płyta siedziska wzmocniona	☐ 525mm ☐ 550mm ☐ 575mm	1 500,00 zł

4 Siedzisko (regulacja kąta siedziska w zakresie: -9° do +16°)

☐	standard	standardowa płyta siedziska z możliwością wysunięcia jej do przodu wózka w celu ułatwienia przesadzenia osoby na i z wózka (funkcja SLIDE) ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z PŁYTĄ SIEDZISKA COMFORT KOD D21074**	- zł
☐	D21074	płyta siedziska COMFORT: w tylnej części płyty otwór z siatką odciążający kość ogonową płyta bez możliwości wysunięcia do przodu (bez funkcji SLIDE) ⚠ **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500 mm**	300,00 zł

4a Poduszka siedziska

☐	standard	poduszka siedziska Netti UNO - **tapicerka oddychająca „3D"**; **dla szerokości siedziska 350-500mm**	- zł
☐	standard	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT - **tapicerka oddychająca „3D"**; **dla szerokości siedziska 550-600mm**	- zł
☐	D21007	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT - **tapicerka oddychająca „3D"**; **dla szerokości siedziska 350-500mm**	800,00 zł
☐	D21017	odciążająca, delikatnie profilowana poduszka siedziska Netti SIT C - **tapicerka oddychająca „3D" z dodatkową wewnętrzną powłoką utrzymującą odpowiednią temperaturę ciała, co zapobiega tworzeniu się odparzeń i odleżyn**	1 100,00 zł
☐	D21048	dodatkowy pokrowiec nieprzepuszczalny płyny ⚠ **TYLKO DLA PODUSZKI SIEDZISKA NETTI UNO I NETTI SIT**	450,00 zł

⚠ **W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PODUSZKI SIEDZISKA I OPARCIA PLECÓW W ŁATWOZMYWALNEJ TAPICERCE „EASY CARE" NALEŻY ZAZNACZYĆ KOD D21022 - PATRZ PKT. 5c**

4b Siedzisko (opcje dodatkowe)

☐	**D27490**	klin krokowy mały: szer.: 80mm x dł.: 140mm x wys.: 80mm	550,00 zł
☐	**D27491**	klin krokowy średni: szer.: 110mm x dł.: 150mm x wys.: 80mm	550,00 zł
☐	**D27492**	klin krokowy duży: szer.: 140mm x dł.: 170mm x wys.: 80mm	550,00 zł
☐	**D20830**	pelota udowa lewa	450,00 zł
☐		pelota udowa prawa	450,00 zł

4c Pasy stabilizacji

☐	D20845	pas bezpieczeństwa biodrowy z zamkiem samochodowym	250,00 zł
☐	D45273/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 360mm	1 300,00 zł
☐	D45274/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 400mm	1 300,00 zł
☐	D45275/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1 300,00 zł
☐	D45276/ D86282	pas bezpieczeństwa biodrowy BODYPOINT z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 820mm	2 400,00 zł
☐	D86902/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 380mm	1 500,00 zł
☐	D86891/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 460mm	1 500,00 zł
☐	D86892/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - dwuczęściowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi; długość pasa 620mm	1 500,00 zł
☐	D86889/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi długość pasa 360mm	2 300,00 zł
☐	D86893/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi długość pasa 460mm	2 300,00 zł
☐	D86894/ D86282	BODYPOINT EVOFLEX - czteropunktowy pas stabilizujący miednicę z miękkimi poduszkami ochronnymi długość pasa 620mm	2 300,00 zł
☐	D45040	zabezpieczenie zamka w pasach BODYPOINT przed niepożądanym rozpięciem; dla szerokości siedziska do 500mm	350,00 zł
☐	D60001	pasy odwodzące nogi	900,00 zł

5 **Oparcie pleców** (regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 90° do 126°)

☐	standard	standardowy system oparcia pleców; tapicerka z siatki z regulacją napiętości pasami wysokość oparcia pleców 500mm regulowane na wysokość (+300mm) rączki do prowadzenia wózka	- zł
☐	D21006	wysokość oparcia pleców podwyższona +100mm (wysokość oparcia 600mm) ⚠ **TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL**	600,00 zł
☐	**D44992**	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami oraz przygotowana do montażu pelot bocznych; **DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500MM**	500,00 zł
☐	**D44993**	tapicerka oparcia pleców z regulacją napiętości pasami oraz przygotowana do montażu pelot bocznych; **DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 550-600MM**	500,00 zł
☐	D27700	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 500mm	750,00 zł
☐	D27701	oparcie pleców aluminiowe; wysokość oparcia pleców 600mm ⚠ **TYLKO Z PODUSZKĄ OPARCIA PLECÓW NETTI SMART, NETTI STABIL LUB NETTI SUPER STABIL**	1 200,00 zł

5a **Oparcie pleców** (rączki do prowadzenia wózka)

☐	standard	regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka (+300mm); odchylane i wyjmowane	- zł
☐	D21808	regulowane na wysokość rączki do prowadzenia wózka (+500mm); odchylane i wyjmowane	450,00 zł
☐	D81740	regulowana na wysokość i kątowo barierka do prowadzenia wózka	750,00 zł

5b DYNAMIC SYSTEM (oparcie pleców)

12 500,00 zł

Waga użytkownika	
Wzrost użytkownika	
Szerokość bioder użytkownika	

W przypadku zastosowania DYNAMIC SYSTEM dla oparcia pleców zakres regulacji kąta oparcia wynosi od 90° do 118°.
Maksymalna waga użytkownika do 135 kg. Oparcie pleców można zablokować w dowolnej pozycji z wyżej podanego zakresu, co jest obowiązkowe podczas transportu w środkach komunikacji lub pozycjonowaniu.
System **DYNAMIC** występuje **ZAWSZE** z 2 punktowym pasem stabilizującym miednicę.

☐ **PODAJ REKOMENDOWANĄ SIŁĘ SIŁOWNIKÓW GAZOWYCH ZGODNIE Z TABELĄ PONIŻEJ**

Tabela siłowników

Szerokość siedziska (mm)

Waga użytkownika (kg)	350	380	400	430	450	500
40	400N					
50	500N	500N				
60	600N	600N	600N	600N		
70	700N	700N	700N	700N	700N	
80		800N	800N	800N	800N	800N
90			900N	900N	900N	900N
100				1000N	1000N	1000N
110				1100N	1100N	1100N
120						1200N
130						1300N

5b DYNAMIC SYSTEM (pas stabilizujący miednicę)

☐	⚠ EVOFLEX rozmiar XS dla szerokości w miednicy do 380mm	- zł
☐	⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 460mm	- zł
☐	⚠ EVOFLEX rozmiar M dla szerokości w miednicy do 620mm	- zł

⚠ **przy opcji DYNAMIC SYSTEM oparcia pleców cena pasów stabilizujących miednicę ujęta jest w cenie systemu**

5c Poduszka oparcia pleców

☐	standard	poduszka oparcia pleców Netti SMART; stabilizacja boczna głębokość 120mm; **tapicerka oddychająca „3D"**	- zł
☐	D21023	poduszka oparcia pleców Netti STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm; **tapicerka oddychająca „3D"**	1 100,00 zł
☐	D21123	poduszka oparcia pleców Netti SUPER STABIL; stabilizacja boczna głębokość 170mm - usztywniona; **tapicerka oddychająca „3D"**	1 500,00 zł
☐	D20630	poduszka oparcia pleców Netti KYPHOTIC z otworem pod nierówności kręgosłupa; stabilizacja boczna 170mm; **tapicerka oddychająca „3D"** ⚠ **TYLKO DLA WYSOKOŚCI OPARCIA PLECÓW 500MM**	1 600,00 zł
☐	D21022	tapicerka łatwo-zmywalna „Easy Care" dla poduszki siedziska oraz oparcia pleców ⚠ **TYLKO DLA PODUSZKI NETTI: UNO, SIT, SMART, STABIL ORAZ SUPER STABIL**	- zł
☐	D21042	poduszka podparcia odcinka lędźwiowego	450,00 zł
☐	D21084	poduszka pleców do poprawy pozycji siedzącej w przypadku lekkiej skoliozy	450,00 zł

6 Elementy stabilizacji (opcja z dodatkowym adapterem montażu D86890- koszt wliczony w cenę opcji poniżej)

☐	D20881	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy	1 150,00 zł
☐	D41645	kamizelka piersiowa - krzyżowa	950,00 zł
☐	D89805	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 240-280mm	2 100,00 zł
☐	D89898	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 280-330mm	2 100,00 zł
☐	D86895	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 330-410mm	2 100,00 zł
☐	D86896	BODYPOINT STAYFLEX kamizelka piersiowa pełna dla szerokości ramion 410-480mm	2 100,00 zł
☐	D89802	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 240-280mm	2 100,00 zł
☐	D89803	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 280-330mm	2 100,00 zł
☐	D86898	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 330-410mm	2 100,00 zł
☐	D86899	pasy naramienne BODYPOINT PIVOFIT dla szerokości ramion 410-480mm	2 100,00 zł

6a Elementy stabilizacji (peloty) TYLKO Z TAPICERKĄ OPARCIA KOD D44992 lub D44993

☐	D27376	pelota piersiowa CORRECTION **lewa**; dla poduszki oparcia pleców Netti UNO i SMART	450,00 zł
☐	D27378	pelota piersiowa CORRECTION **prawa;** dla poduszki oparcia pleców Netti UNO i SMART	450,00 zł
☐	D26830	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE **lewa;** dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	500,00 zł
☐	D26843	pelota boczna usztywniająca stabilizację boczną STABLE **prawa;** dla poduszek oparcia pleców Netti STABIL, Super STABIL oraz Kyphotic	500,00 zł
☐	D27541	tapicerka do pelot usztywniających STABLE; para	350,00 zł

6a Elementy stabilizacji (kamizelki i pasy piersiowe)

☐	4166	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 360mm	300,00 zł
☐	4165	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska do 440mm	300,00 zł
☐	2775	kamizelka stabilizująca - szerokość siedziska od 450mm	300,00 zł
☐	4168	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 600mm	150,00 zł
☐	3530	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 800mm	150,00 zł
☐	3531	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1100mm	150,00 zł
☐	3532	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na klamrę; długość 1400mm	150,00 zł

7 Zagłówki

☐	D82025	adapter montażu zagłówka aluminiowy	- zł

☐	D20575	zagłówek głęboki typ A (rogal)	- zł
☐	D82566/ D82568	zagłówek głęboki typ A (rogal) z dodatkowym paskiem czołowym w celu podtrzymania głowy	300,00 zł
☐	D20574	zagłówek owalny typ B (mały)	- zł
☐	D20573	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych	- zł
☐	D20576	zagłówek trapezowy typ D; podpora potylicy (karku) z rozłożeniem siły nacisku	250,00 zł
☐	D27575	zagłówek z odchylanymi poduszkami bocznymi typ E	250,00 zł
☐	D27576	zagłówek typ F: rogal szyjny z podporą karku oraz szyi ⚠ **model zagłówka nie proponowany podczas transportu w środkach komunikacji**	500,00 zł

7a DYNAMIC SYSTEM (zagłówek)

☐	D82746	zagłówek szeroki, prostokątny typ C; z delikatnym podwyższeniem krawędzi zewnętrznych z DYNAMIC SYSTEM	2 500,00 zł

7b Zagłówek (opcje dodatkowe)

☐	D23012	zdejmowana poduszka z tapicerką „Easy Care" do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł
☐	D23013	zdejmowana poduszka z tapicerką oddychającą „3D" do zagłówka typ A, B lub C	200,00 zł

☐	D21027	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +100mm; długość całkowita 250mm	200,00 zł
☐	D21065	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +150mm; długość całkowita 300mm	250,00 zł
☐	D21028	⚠ wydłużona rurka pozioma do zagłówka; +230mm; długość całkowita 380mm	250,00 zł

☐	D21054	⚠ wydłużona rurka pionowa do zagłówka; +100mm; długość całkowita 500mm	200,00 zł

⚠ **opcji wydłużonych rurek zagłówka nie stosować przy zamówieniu zagłówka typ C z funkcją DYNAMIC SYSTEM kod D82746**

8 Boczki i podłokietniki

☐	standard	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm wysokość osłony ubrania 395mm	- zł
☐	D21015	boczki wyjmowane; osłona boczna z tworzywa regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm wysokość osłony ubrania 495mm	850,00 zł
☐	D89710	boczki wyjmowane; boczek w pełni tapicerowany: podłokietnik wraz z osłoną ubrania wymiar podłokietnika 450x100mm regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm wysokość osłony ubrania 395mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450MM **W PRZYPADKU MONTAŻU STOLIKA TERAPEUTYCZNEGO ODCHYLANEGO LUB BLOKOWANEGO TYLKO Z ADAPTERAMI MONTAŻU KOD 93315 LUB 93316**	1 300,00 zł
☐	D89711	boczki wyjmowane; boczek w pełni tapicerowany: podłokietnik wraz z osłoną ubrania wymiar podłokietnika 450x100mm regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm wysokość osłony ubrania 445mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450MM **W PRZYPADKU MONTAŻU STOLIKA TERAPEUTYCZNEGO ODCHYLANEGO LUB BLOKOWANEGO TYLKO Z ADAPTERAMI MONTAŻU KOD 93315 LUB 93316**	1 500,00 zł
☐	D89712	boczki wyjmowane; boczek w pełni tapicerowany: podłokietnik wraz z osłoną ubrania wymiar podłokietnika 450x100mm regulowany na wysokość i głębokość podłokietnik; wysokość podłokietnika od płyty siedziska 170-310mm wysokość osłony ubrania 500mm TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-450MM **W PRZYPADKU MONTAŻU STOLIKA TERAPEUTYCZNEGO ODCHYLANEGO LUB BLOKOWANEGO TYLKO Z ADAPTERAMI MONTAŻU KOD 93315 LUB 93316**	1 500,00 zł

8a Podłokietniki

☐	standard	podłokietniki 385x58mm; **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500MM**	- zł
☐	STANDARD	podłokietniki 420x80mm; **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 550-600MM**	- zł
☐	D21077	podłokietniki 420x80mm; **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500MM**	300,00 zł
☐	D21078	podłokietniki 445x70mm	300,00 zł
☐	D21079	podłokietniki 525x80mm	300,00 zł
☐	D21927	podłokietniki 525x80mm z obniżoną częścią tylną podłokietnika	400,00 zł
☐	D41649	obszycie podłokietników standardowych tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka ⚠ **w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu**	250,00 zł
☐	D41650	obszycie podłokietników kod D21077 tkaniną zgodnie z tapicerką zamówionych poduszek wózka ⚠ **w przypadku zamówienia stolika - tylko z stolikiem odchylanym lub blokowanym oraz specjalnym adapterem montażu**	250,00 zł
☐	D22185	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; lewy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM**	700,00 zł
☐	D22186	profilowany podłokietnik dla HEMIPLEGIKÓW; prawy ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ ZE STOLIKIEM TERAPEUTYCZNYM**	700,00 zł
☐	D23003	miękka poduszka pod dłoń dla HEMIPLEGIKÓW	400,00 zł

9 Podnóżki

9a podnóżki STANDARDOWE (część górna)

☐	standard	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia 320-680mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	- zł
		Podaj długość podudzia W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.	
☐	D88211	blokada kąta podnóżka przy pomocy dźwigni dociskowej	200,00 zł
☐	D21008	regulacja kąta podnóżków do wyprostu nogi w stawie kolanowym za pomocą siłowników gazowych	1 900,00 zł
☐	D21081	uchwyty podnóżków wysunięte po +25mm na stronę na zewnątrz wózka dla większej swobody nóg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430MM ORAZ 600MM** ⚠ **OPCJA NIEZALECANA W PRZYPADKU KORZYSTANIA WÓZKA PODCZAS TRANSPORTU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI**	900,00 zł
☐	D21745	miękka tapicerka uchwytów poduszek podudzia	150,00 zł

podnóżki STANDARDOWE (stopień podnóżka)

☐	standard	stopień podnóżka dzielony z możliwością zablokowania lewej i prawej platformy; stopień podnóżka z regulacją kąta	- zł
☐	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	600,00 zł
☐	D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia ⚠ **opcja niewskazana podczas korzystania z wózka w środkach transportu**	1 000,00 zł
☐	D23014	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)	250,00 zł
☐	D28453	tapicerka standardowego stopnia podnóżka, skajowa	600,00 zł
☐	06-6138	poduszki na stopień podnóżka (grubość 30mm), obszycie miękka dzianiną dystansową (dla stopnia podnóżka dzielonego oraz jednoczęściowego)	300,00 zł

9b DYNAMIC SYSTEM (podnóżki)

☐	D82296	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM **dla długości podudzia 450-550mm** **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	8 000,00 zł
☐	D82298	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą ORAZ DYNAMIC SYSTEM **dla długości podudzia 350-450mm** **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	8 000,00 zł
☐	D82318	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia **dla długości podudzia 450-550mm** **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	8 500,00 zł
☐	D82319	odchylane i wyjmowane z ręczną regulacją kąta do wyprostu nogi w stawie kolanowym siła gazownika siłowego DYNAMIC SYSTEM 100N anatomiczne dopasowanie długości podudzia w zależności od pozycji nogi regulowane na wysokość poduszki podudzia obszycie górnej części podnóżka na wysokości kolana blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła jednoczęściowy stopień aluminiowy z blokadą oraz DYNAMIC SYSTEM model podnóżka z możliwością regulacji montażu stopnia podnóżka poprzez jego głębokość w przypadku niesymetrycznej długości nóg lub niestandardowego ich ułożenia **dla długości podudzia 350-450mm** **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	8 500,00 zł

Podaj długość podudzia

W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób:
Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.

PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI LEWEJ	
PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI LEWEJ	
PODAJ DŁUGOŚĆ OD KOŚCI OGONOWEJ DO DOŁU KOLANOWEGO DLA NOGI PRAWEJ	
PODAJ DŁUGOŚĆ OD DOŁU KOLANOWEGO DO KOŃCA PIĘTY DLA NOGI PRAWEJ	

9c Podnóżki UNIVERSAL (część górna)

☐	D24006	podnóżki odchylane i zdejmowane do wyprostu nogi w stawie kolanowym możliwość ustawienia kąta negatywnego (poniżej kąta prostego - dla osób z przykurczami) blokada kąta podnóżka przy pomocy pokrętła dla długości podudzia 360-500mm **PODAJ ŻĄDANĄ DŁUGOŚĆ PODUDZIA** (BEZ ZAZNACZONEJ OPCJI BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA)	300,00 zł
		Podaj długość podudzia W przypadku użytkowania wózka z poduszką długość podudzia należy określić w następujący sposób: Jeżeli długość podudzia od dołu kolanowego do końca pięty wynosi np. 400mm, a użytkownik będzie korzystał z wózka wraz z poduszką o grubości 50mm to długość podudzia do ustawienia w wózku powinna wynosić 350mm.	

podnóżki UNIVERSAL (stopień podnóżka)

☐	standard	stopień podnóżka dzielony, zamontowane zapiętki (paski zapobiegające zsuwaniu się stóp do tyłu pod wózek)	- zł
☐	D21044	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy z regulacją kąta	600,00 zł
☐	D21041	BOX tapicerowany pod stopy oraz podudzia ⚠ **opcja niewskazana podczas korzystania z wózka w środkach transportu**	1 000,00 zł
☐	D21081	uchwyty podnóżków wysunięte po +25mm na stronę na zewnątrz wózka dla większej swobody nóg ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z SZEROKOŚCIĄ SIEDZISKA 430MM I 600MM** ⚠ **OPCJA NIEZALECANA W PRZYPADKU KORZYSTANIA WÓZKA PODCZAS TRANSPORTU W ŚRODKACH KOMUNIKACJI**	900,00 zł

9d Stopień podnóżka (opcje dodatkowe do podnóżków STANDARD oraz UNIVERSAL)

☐	D44863	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar S: obwód na wysokości kostki: 170-200mm	1 300,00 zł
☐	D44864	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar M: obwód na wysokości kostki: 190-230mm	1 300,00 zł
☐	D44865	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar L: obwód na wysokości kostki: 220-290mm	1 300,00 zł
☐	D44904	paski stabilizacji stóp na stopniu podnóżka; zapięcie na wysokości kostki; rozmiar XL: obwód na wysokości kostki: 280-330mm	1 300,00 zł

10 Kółka przednie

☐	standard	kółka przednie 7" (175x33mm); pełne **TYLKO DLA SZEROKOŚCI SIEDZISKA 350-500MM**	- zł
☐	D21021	kółka przednie 7" (175x45mm); pełne; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł
☐	D21012	kółka przednie 7" (175x45mm); pompowane; zalecane przy użytkowaniu wózka na zewnątrz	- zł
☐	D22003	kółka przednie 5" (125x27mm); pełne	- zł
☐	D22005	kółka przednie 6" (150x30mm); pełne	- zł
☐	D21026	kółka przednie 8" (200x50mm); pełne	- zł

11 Koła tylne

☐	standard	koła tylne 24x1”; ogumienie pełne	- zł
☐	D22006	koła tylne 24x1 3/8”; ogumienie pełne	200,00 zł
☐	D22008	koła tylne 24x1 3/8”; ogumienie pompowane	200,00 zł
☐	D22007	koła tylne 22x1”; ogumienie pełne	300,00 zł
☐	D22002	koła tylne 20x1”; ogumienie pełne	350,00 zł
☐	D21035	koła tylne12,5”, z hamulcami bębnowymi dla opiekuna, ogumienie pełne; ⚠ **PRZY OPCJI TYCH KÓŁ BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA**	800,00 zł
☐	D22035	koła tylne 16x1”, z hamulcami bębnowymi dla opiekuna, ogumienie pełne; ⚠ **PRZY OPCJI TYCH KÓŁ BRAK MOŻLIWOŚCI MONTAŻU HAMULCÓW DOCISKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKA**	800,00 zł
☐	D22010	koła tylne 26x1 3/8”; pełne	600,00 zł
☐	D20831	koła tylne 24x1 3/8” wraz z hamulcami bębnowymi dla opiekuna; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę lewą dla szerokości siedziska do 500mm	2 400,00 zł
☐	D20832	koła tylne 24x1 3/8” wraz z hamulcami bębnowymi dla opiekuna; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę prawą; dla szerokości siedziska do 500mm	2 400,00 zł
☐	D20834	koła tylne 24x1”; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę lewą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA**	2 400,00 zł
☐	D20836	koła tylne 24x1”; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę prawą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA**	2 400,00 zł
☐	D20837	koła tylne 22x1”; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę lewą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA**	2 400,00 zł
☐	D20838	koła tylne 22x1”; ogumienie pełne; koła z systemem ciągów jednostronnych; ciąg jednostronny na rękę prawą dla szerokości siedziska do 500mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI BĘBNOWYMI DLA OPIEKUNA**	2 400,00 zł

11a Koła tylne (opcje dodatkowe)

☐	D22009	przeźroczyste osłony na szprychy	300,00 zł
☐	D22013	nakładki na ciągi	300,00 zł

11b Wysokość siedziska

	5"	6"	7"	8"
standard 24" szer. Siedziska: 350-500mm	☐ 460mm	☐ 460mm	☐ 460mm ☐ 490mm	☐ 490mm
standard 24" szer. Siedziska: 550-600mm			☐ 460mm ☐ 490mm	☐ 490mm
D22007 (22x1")	☐ 435mm	☐ 435mm ☐ 465mm	☐ 465mm	☐ 475mm
D22002 (20x1")	☐ 420mm	☐ 455mm	☐ 455mm	
D21035 (12,5")	☐ 470mm	☐ 470mm	☐ 480mm	☐ 500mm
D22035 (16x1")			☐ 485mm	☐ 495mm
D22010 (26x1 3/8")		☐ 490mm	☐ 490mm	☐ 505mm ☐ 530mm
D20831/ D20832	☐ 460mm	☐ 460mm	☐ 460mm ☐ 490mm	☐ 490mm
D20837/ D20838	☐ 460mm	☐ 460mm	☐ 460mm ☐ 490mm	☐ 490mm


⚠ Wysokość siedziska bez poduszki siedziska, mierzona od podłoża do płyty siedziska (z przesuwną płytą, z płytą komfortową wysokość siedziska jest o 15 mm niższa)

⚠ **Wysokość siedziska przy użyciu różnych przednich i tylnych kół**

Koła przednie

5"+ 24" = SH 460 mm
6"+ 24" = SH 460 mm
7"+ 24" = SH 460 mm
7"+ 24" = SH 490 mm
8"+ 24" = SH 490 mm
5"+ 22" = SH 435 mm
6"+ 22" = SH 435 mm
6"+ 22" = SH 465 mm
7"+ 22" = SH 465 mm
8"+ 22" = SH 475 mm
3"+ 20" = SH 435 mm
5"+ 20" = SH 435 mm
6"+ 20" = SH 435 mm

7"+ 20" = SH 455 mm
6"+ 26" = SH 490 mm
7"+ 26" = SH 490 mm
8"+ 26" = SH 505 mm
8"+ 26" = SH 530 mm
5"+ 12" = SH 470 mm
6"+ 12" = SH 470 mm
7"+ 12" = SH 480 mm
8"+ 12" = SH 500 mm
7"+ 16" = SH 485 mm
8"+ 16" = SH 495 mm



Tylna część ramy

otwór 1, 2, 3 dla 12"-16"-20"-22"-24"-26"
12" = H1 = wysokość siedziska 470 mm
16" = H1 = wysokość siedziska 485 mm
20" = H1 = wysokość siedziska 405 mm
22" = H1 = wysokość siedziska 435 mm
24" = H1 = wysokość siedziska 460 mm
26" = H1 = wysokość siedziska 490/505 mm

otwór 4, 5, 6 dla 12"-16"-20"-22"-24"-26"
12" = H2 = wysokość siedziska 470/480/500 mm
16" = H2 = wysokość siedziska 495 mm
20" = H1 = wysokość siedziska 420/450 mm
22" = H1 = wysokość siedziska 465 mm
24" = H1 = wysokość siedziska 490 mm
26" = H1 = wysokość siedziska 530 mm

12 Hamulce

☐	standard	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 90mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"**	- zł
☐	D21029	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 150mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"**	200,00 zł
☐	D21031	hamulce dociskowe dla użytkownika; długość dźwigni 250mm ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"**	250,00 zł
☐	D21010	hamulce bębnowe dla opiekuna; dla kół 22" i 24"	550,00 zł
☐	D27282	hamulec dociskowy jednostronny na rękę prawą ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"** ⚠ **TYLKO Z OPCJĄ HAMULCÓW BĘBNOWYMI**	800,00 zł
☐	D27283	hamulec dociskowy jednostronny na rękę lewą ⚠ **NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI 12,5" ORAZ 16"** ⚠ **TYLKO Z OPCJĄ HAMULCÓW BĘBNOWYMI**	800,00 zł

13 Podpory anty-wywrotne


☐	standard	kółka podporowe wraz z wąsem tylnym ułatwiającym podniesienie przodu wózka przy pokonywaniu np.. Krawężników; para	- zł

14 **Stolik** (NIE ŁĄCZYĆ Z OPCJĄ PODŁOKIETNIKÓW DLA HEMIPLEGIKÓW)

☐	D21059	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 350-500mm	500,00 zł
☐	D21063	stolik uniwersalny nasuwany na podłokietniki; dla szerokości siedziska 550mm	650,00 zł
☐	D24001	stolik odchylany' montowany do boczka; zdejmowany; **odchylany na stronę prawą** ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	600,00 zł
☐		stolik odchylany' montowany do boczka; zdejmowany; **odchylany na stronę lewą** ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	
☐	D93316	adaptery montażu stolika odchylanego w przypadku zastosowania miękkiej tapicerki podłokietników KOD D41649 lub KOD 41650	150,00 zł
☐	D24002	stolik nasuwany na podłokietniki z systemem blokady ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	650,00 zł
☐	D93315	adaptery montażu stolika z systemem blokady w przypadku zastosowania miękkiej tapicerki podłokietników KOD D41649 lub KOD 41650	150,00 zł
☐	D21050	stolik nasuwany na podłokietniki wzmocniony ⚠ dla szerokości siedziska 350-500mm przy szerokości siedziska 500mm tylko z podłokietnikami standardowymi	850,00 zł
☐	D21052	miękka tapicerka do stolika	250,00 zł
☐	D23006	stolik jednostronny, tapicerowany montaż na stronę lewą	900,00 zł
☐	D23005	stolik jednostronny, tapicerowany montaż na stronę prawą	900,00 zł

15 Dodatki

☐	936	deska do przesiadania	350,00 zł
☐	962	plecak jednokomorowy	100,00 zł
☐	361519300	plecak wielokomorowy	350,00 zł
☐	5623	ocieplacz na nogi	150,00 zł
☐	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	550,00 zł
☐	D21087	uchwyt na kroplówkę	700,00 zł
☐		uniwersalna skrzynka na urządzenie medyczne **TYLKO Z KODEM D20824 - PRZEDŁUŻENIE TYLNEJ CZĘŚCI RAMY** **NIE ŁĄCZYĆ Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 8”**	900,00 zł



1. głębokość siedziska	
2. szerokość siedziska	
3. szerokość klatki piersiowej	
4. głębokość klatki piersiowej	
5. wysokość do odcinka lędźwiowego	
6. wysokość do łopatek	
7. wysokość pleców	
8. wysokość do czubka głowy	
9. długość ramienia	
10. długość podudzia	
wzrost	
waga	

Firma mdh sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.

Ze względu na dobór danej konfiguracji elementów konstrukcyjnych wyrobu, w gotowej wersji mogą wystąpić niewielkie odstępstwa od standardowej specyfikacji technicznej. Przedmiotowe różnice jeżeli wystąpią nie wpływają na bezpieczeństwo używania wyrobu ani jego przewidziane zastosowanie.

W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi dotyczące realizacji zamówienia wózka